

**C**  **PI** *dental*

[copidental.com](http://copidental.com)

CATÁLOGO

**ONIPO**  <sup>®</sup>




# El gran miedo al dentista

Artículo

[LEER ARTÍCULO ▶](#)

## AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Proporciona una experiencia más satisfactoria para los pacientes



### DENTINA EXPUESTA

GBT ofrece un tratamiento de la más alta calidad con comodidad



### PERIODONTITIS

GBT previene la enfermedad periodontal y ayuda a mantener una buena salud bucal.



Made in Suiza

[VER MÁS ▶](#)

## AIRFLOW® handy 3.0



Dispositivo portátil para la profilaxis que satisface las exigencias más rigurosas de la limpieza dental moderna en toda clase de tratamientos.

Ref. FT-221#PS

\$36,000.00

## PIEZON® 250



Es una solución dental para la eliminación profesional de sarro endurecido y tártaro dental, con una eficiencia y comodidad extraordinaria gracias a su fino, resistente y ligero mango PIEZON®.

La vibración lineal del movimiento oscilatorio del instrumento garantiza un tratamiento de alta precisión para obtener resultados clínicos fiables.

Ref. FT-216#B/004 **\$46,000.00**

**LED** Ref. FT-224#B/001 **\$52,000.00**



### AIRFLOW MAX handpiece

Ref. EL-308#XC

\$16,000.00

**A**

### Punta PI MAX

Limpieza de implantes.



c/4 pzs.

Ref. DT-065A/A

\$4,050.00

**B**

### Soporte p/punta PI MAX



Ref. DS-010A/A

\$3,850.00

**C**

### Llave p/punta

### PI MAX

Ref. FV-117

\$1,750.00



## ONIPaquetes

**A + B + C**

REF. FS-295

\$6,200.00



### BIOFILM DISCLOSER

Ref. DV-158

\$1,600.00



### AIRFLOW® PLUS

- ÚNICA y EXCLUSIVA fórmula patentada de Eritritol + 0.3% Clorhexidina.
- Botella de aluminio
- 1 x 400 gr.

Ref. E05DV-082/Z

\$2,600.00

Compra 2 AIRFLOW® PLUS Botella

**Gratis**

CLASSIC Ref. DV-048



VER MÁS ▶

# DENTAL

Made in Germany

# LABORATORIO

● X-fino ● Fino ● Mediano ● Grueso ● X-grueso  
 \*Fresas de diamante \*Aplica en todos los granos

**\$60.00 c/u**  
 008 a 018

**Bola**  
 001

**Punta lápiz**  
 167

**Cilíndrica**  
 111

**\$60.00 c/u**  
 010 a 018

**Tronco cónica**  
 198 Redonda  
 173 Plana

**\$90.00 c/u**  
 33 a 47

**039 Barril**

**\$70.00 c/u**  
 Ref. 536808

**Chupón Rueda**

**\$80.00 c/u**  
 Ref. 539928S

**Piranhas con 3 capas**

**\$160.00 c/u**  
 Ref. 534108

**Carillas**

**\$240.00 c/u**  
 Ref. 112221

**FLEXIFLEX**

**\$260.00**  
 Ref. 122221

**SUPER-FLEXIFLEX**

**\$260.00**  
 Ref. 112251

**TOTO-FLEX**

**\$260.00**  
 Ref. 122281

**SPIROFLEX**

**\$300.00 c/u**  
 Ref. 182221

**SEPAFLEX**

**\$300.00 c/u**  
 Ref. 182261

**FULLFLEX**

**\$240.00**  
 Ref. 80049

**Super Tech Titano**

**\$310.00 c/u**  
 Ref. 403301

**P/yeso**

**\$370.00 c/u**  
 Ref. 509001T

**Recubrimiento TIN**

**\$420.00**  
 Ref. 406801BS

**BlueStar**

**\$460.00**  
 Ref. 903301

**Keramo zirconia no sint.**

**\$520.00**  
 Ref. 887601

**HYPOFIX DELTA**

**\$460.00**

**GOAT FIX**

C/pasta c/3 pzs. 1 mandril Ref. 803019

**\$880.00**

Pelo de cabra

- c/6 pzs. Ref. 803011
- 1 mandril Ref. 803011

**DFS**  
 Dental Future Systems  
 DIAMON

P/coronas y puentes



10 pzs. Ref. 200157  
**\$600.00**

P/preparación de cerámica avanzada



c/15 pzs. Ref. 200140  
**\$930.00**

P/carillas



13 pzs. Ref. 200125  
**\$970.00**

Minima invasiva



c/15 pzs. Ref. 200120  
**\$1,100.00**

**\$90.00 c/u**  
 Ref. 532575Z-76Z

**Zirconia**

**\$120.00**  
 Ref. 532816Z

**Cortador zirconia**

**\$160.00**  
 Ref. 534055Z

**Orto**

**\$190.00**  
 Ref. 113016-T

**EndoZ Zekrya**

**\$260.00 c/u**  
 Ref. 110123

Ref. 110113

**\$140.00 c/u**  
 Ref. 106418

**Fresas de Carburo Terminado**

**\$170.00 c/u**  
 Ref. 107212

**Cortador metal**


**\$150.00 c/u**  
 Ref. 107412

**Cerámica y zirconia**

**\$420.00**  
 Ref. 940704

Ref. 107116  
 Ref. 106508  
 Ref. 107810  
 Ref. 107512  
 Ref. 107712


P/acrílico y resina



c/13 pzs. Ref. 300227

**\$2,400.00 c/u**

P/ cerámica



c/16 pzs. Ref. 300137

P/ yeso



c/7 pzs. Ref. 300187

**\$2,750.00**



**Okklean Oclusión**  
 75 ml.

Ref. 11140-49

**\$430.00 c/u**

**DUROLAN Espaciadores**

Ref. 25001-05

5µ 10µ 13µ 15µ

25 ml. **\$240.00 c/u**

Endurecedor



cervical



p/fresar



Ceras

60 gr. Ref. 84201-11

p/modelar

**\$420.00 c/u**

## KIT UNIVERSAL INTRO

Porcelana, metales preciosos y acrílicos



c/10 pzs. Ref. kit-uni **\$110.00**

## KIT ECOCERAM INTRO Cerámica y porcelana



c/10 pzs. Ref. kit-eco **\$110.00**

## KIT CHROM PULIDO Metal y titanio



c/10 pzs. Ref. kit-chrom **\$110.00**

## TWIST Combi Lab



HP c/7 pzs.  
Ref. S905  
**\$1,900.00**

## Kit TECHNIK P/acrílicos



c/12 pzs.  
Ref. 9044  
**\$610.00**

## Denture System

Dentaduras, rebases y guardas acrílicas



c/7 pzs.  
Ref. 9045  
**\$650.00**

## DIAPRO® p/disilicato




c/9 pzs.  
Ref. 9042

**\$2,600.00**


c/u

## DIACERA® p/zirconia



c/9 pzs.  
Ref. 9041

## DIAPOL® p/cerámica




c/8 pzs.  
Ref. 9040 **\$1,650.00**

## Godete de silicón



5 ml.  
Ref. 9620X001  
**\$80.00**

## EVEflón Espátula



17 cm.  
Ref. 9655  
**\$290.00**

## EVEBRUSH composite



Ref. 9491  
Ref. 9493  
Ref. 9492

**\$115.00 c/u**

## BRACKET Plus



c/5 pzs. Ref. 9097  
**\$420.00**

**FLEXISTRIPS**  
50 pzs.  
Ref. 9010  
**\$280.00**

Tiras de lijas

**DIASTRIPS**  
Composite, esmalte, porcelana y metal

c/9 pzs. Ref. 9014 **\$990.00**

**FLEXI-D starter**

100 discos  
14 mm.  
1 mandril  
Ref. 9001  
**\$880.00**

## DIACOMP PLUS® TWIST p/ composite



c/6 pzs.  
Ref. 9086-14 mm.  
9087-11 mm.  
**\$1,350.00**

## ECOCERAM p/cerámica



c/6 pzs. Ref. 9076  
**\$200.00**

## COMPOSOFT p/ composite



c/9 pzs. Ref. 9089  
**\$260.00**

## TWIST Kit Intro



c/3 pzs. Ref. 9090-1  
**\$200.00**

## EVEFLEX p/amalgamas y metales



c/9 pzs.  
Ref. 9075  
**\$270.00**

## DIAPOL® p/cerámica, zirconia y disilicato 1 x 2 gr.



Ref. 9702

Pastas para pulir  
**\$380.00**  
c/u.

## DIACOMP® p/ composites 1 x 2 gr.



Ref. 9705





**UNIQ+ PLANCHA**

**Lot  
Nuevo**

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3651.1	0.5	soft	\$550.00
3652.1	0.625	medium	\$570.00
3653.1	0.75	hard	\$590.00

**VER MÁS ►**



**BRUX CHECKER®**  
Según el Prof. Sato  
Plancha p/ el  
tratamiento de  
bruxismo y disfunción  
craneomandibular.

Ref.	mm	color	c/ 10 pzs
3209.1	0.1 x 125	rojo	\$950.00

**BIOSTAR  
ALIGNER**



Ref. 3030.1

**Lot  
Nuevo**

**TERMO MOLDEADO  
A PRESIÓN**

**VER MÁS ►**

**BIOSTAR**



6 atmósferas  
Ref. 3011.1

**CA® CLEAR ALIGNER Ortodoncia invisible**



**CA® PLANCHA**

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3405.1	0.5	soft	\$300.00
3406.1	0.625	medium	\$330.00
3407.1	0.75	hard	\$360.00



**CA® PRO+ PLANCHA**

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3644.1	0.5	soft	\$620.00
3645.1	0.625	medium	\$670.00
3646.1	0.75	hard	\$690.00



**CA® PLANCHA DE  
RETENCIÓN PD**

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3438.1	0.75	largo	\$600.00
3440.1	1.0	plazo	\$650.00



**BIOPLAST®**

Protectores bucales  
deportivos,  
antibruxismo,  
posicionadores.

Ref.	mm	c/ 10 pzs
3270.1	1.0 x 125	\$300.00
3190.1	1.0 x 125	\$320.00
3183.1	1.5 x 125	\$370.00
3185.1	2.0 x 125	\$450.00
3187.1	3.0 x 125	\$550.00
3355.1	3.0 x 125	\$580.00
3374.1	5 x 125	\$860.00



**DURASOFT®**

Acetato p/guarda  
duro/suave

Ref.	mm	soft	hard	c/ 10 pzs
3342.1	1.2	.5	.7	\$ 650.00
3388.1	1.8	.9	.9	\$ 890.00
3387.1	2.5	.9	1.6	\$1,010.00
3341.1	3.0	.9	2.1	\$1,110.00
3345.1	4.0	.9	3.1	\$1,300.00
3347.1	1.8	.9	.9	\$ 960.00
3348.1	2.5	1.6	.9	\$1,110.00



**DURAN®**

Férulas miniplast,  
de descarga,  
coronas y puentes  
provisionales.

Ref.	mm	c/ 10 pzs
3411.1	.5	\$260.00
3409.1	.625	\$280.00
3413.1	.75	\$290.00
3415.1	1.0	\$320.00
3417.1	1.5	\$370.00
3419.1	2.0	\$440.00
3421.1	3.0	\$510.00



**Aquapres**  
Sistema de alta presión hidráulica para  
eliminar burbujas en acrílicos autocurables

**SIN** Instalación  
Cables  
Mangueras  
Mantenimiento  
Porosidad

Ref. 4905A \$5,500.00

**Mufla  
duplicadora**



Ref. 0398  
\$2,300.00

**Jet Adjusters**

Stains para acrílico



**Contenido:**  
▪ 10x10 ml.  
Ref. 3299

\$1,550.00

VER MÁS ►

**Ortho-Jet Crystal**

Acrílico de autocurado  
para aparatos ortodónticos



**Contenido:**

- Polvo 454 gr.
- Líquido 236 ml.
- Jet Seal 10 ml.
- Liquid foil 30 ml.
- Accesorios.

Ref. 0234C  
\$1,550.00

**Kit 4x1**

Para elaboración de provisionales  
en acrílico



**Contenido:**

- 4 x 45 gr.: 62, 66, 65, clear
- Líquido 118 ml.

Ref. 1484

\$1,450.00

**Jet Tooth Shade**



▪ 45 gr.  
Ref. 1410

▪ 1 x 30 ml.  
Ref. 1402

▪ 1 gotero  
Ref. 3100-1

\$390.00

**Jet Set-4 Kit 6x1**

Kit p/la elaboración de provisionales  
en tan solo 4 minutos



**Contenido:**

- 6 x 45 gr.
- Color 62, 65, 69, 81, OMI.
- Clear y líquido 118 ml.

Ref. 3893

\$2,300.00

**Flexacryl Soft/Hard**

Material p/rebases



**Contenido:**

- Polvo 100 gr.
- Líquido 118 ml.
- Acrylic Primer 10 ml.

Ref. Soft - 1123  
Hard - 0923

\$1,100.00 c/u

**High Impact-45 Kit**

Acrílico de alta resistencia de termocurado.



**Contenido:**

- Polvo 454 gr. fibred pink.
- Líquido 236 ml.

Ref. 0534 FP

\$1,200.00

Jet LANG



Lo+  
Nuevo

## PRIMA pro

Microscopio dental

- Ópticas MaxLite con corrección apocromática y filtro TrueLux.
- Brazo auto balance electromagnético.
- Magnificación ajustable, sector de 6 pasos.
- Luz led con potencia de 200,000 LUX.
- Ergonomía y comodidad.

Ref. 6183601

VER MÁS ►

## PRIMA M $\mu$

Microscopio

Enamora por su poder,  
conquista por su precio.

Ref. 6211000



VER MÁS ►



## Las lupas Q-Optics hechas para ti



Satisfacción total.  
Garantía de por vida



45 días para encontrar  
tu ajuste perfecto

**Quality Aspirators**

### 3 pasos para personalizarlas:

#### 1. Magnificación

##### A ERGO-PROTM



3.5x | 4.0x | 4.5x  
\$58,000.00

##### B TTL Prismatic



3.5x | 4.0x | 4.5x  
\$47,000.00

#### 2. Armazón



Eclipse



Panto



Classic

#### 3. Colores



VER MÁS ►

##### C RADSYS Mini 6

- 5.6 gr.
  - 85 Lumens
  - 8 horas
- Ref. RADSYSM6

\$23,000.00



**ONIP** *aque*tes

A + C

\$72,000.00

B + C

\$63,000.00

#### Válvulas quirúrgicas de succión autoclavables

##### Flip SE



Baja succión  
Ref. FLIP-SE

\$1,180.00 c/u

##### Flip A



Alta succión  
Ref. FLIP-A

#### Eyectores quirúrgicos



Ref. 15PIA (1.5 mm.)  
15P2A (2.5 mm.)

\$740.00 c/u

#### TASS



Adaptador de manguera de  
5 pies de largo de silicón.

Ref. Q0ITASS

\$820.00

### Microetcher ERC



- Extraoral.

Ref. 21000  
**\$4,150.00**

### Arenadores

#### Microetcher II



- Intraoral y extraoral.
- Punta autoclavable.

Ref. 22000  
**\$5,000.00**

#### Microetcher IIA



- Intraoral y extraoral.
- Autoclavable.
- Punta intercambiable.

Ref. 22005  
**\$6,100.00**

## MICRO AB+



Evita el esparcimiento de partículas en la clínica

Luminosidad y aspiración bestiales

- Para espacios reducidos.

Ref. 91010  
**\$10,400.00**

Compra un **MICRO AB+** +

**Gratis** Kit conector Ref. 44000

**1 Microetcher (ERC, II, o IIA)** ✂ Ref. 44000

**VER MÁS ►**



**2 en uno**

## PREP START H<sub>2</sub>O

ÚNICO DE MÍNIMA INVASIÓN.  
Sistema intraoral de hidro-abrasión y microcavitación.

- Microabrasión para mejorar la adhesión.
- Limpia superficie de cementos resinosos o provisionales, residuos de resina.
- NO requiere anestesia.
- Mínima nube de polvo.

Ref. 91747

**VER MÁS ►**

### Óxido de aluminio



- 50 micrones. Ref. 15301
- 90 micrones. Ref. 15201
- 27 micrones. Ref. 80042A

**\$630.00 c/u**

### Microphophy B+



Bicarbonato de sodio p/profilaxis  
Ref. 17001

**\$680.00**



### Contact Matrix

**Contenido:**

- 2 anillos.
  - 50 bandas matriz.
- Ref. 90102

**\$990.00**



Intro Contact Wedge



## Autoclave M11

- Certificado ASME.
- Garantiza el control de infecciones.
- 2 años de garantía.
- Capacidad 24,6 litros.  
Ref. M11-040

\$105,000.00

VER MÁS ►



## Unidad Ultracomfort®

- Calidad, comodidad y elegancia.
- 10 años de garantía.

VER MÁS ►

## Compresor P21

Confianza. Seguridad. Eficiencia.



- Aire grado médico.
- Filtro coalescente de 0.01 µM.
- 1-3 unidades.
- 1.5 HP.
- dBA 65 Hz.
- 5 años de garantía.  
Ref. P21

VER MÁS ►

## CV3R

Bomba de vacío



- Hasta 3 unidades.
- Con recirculador de agua H2O.
- 5 años de garantía.  
Ref. CV3R

VER MÁS ►

**-350 AC  
FÓRCEPS**

Destrucción del alveolo



**1875  
INSTRUMENTOS  
ROTATORIOS**

Destrucción del hueso alveolar



**2019  
piezotome  
cube**




Ref. F50111

**VER MÁS ▶**

**piezotome  
cube**

Realiza todos los procedimientos quirúrgicos como nunca antes, con una velocidad superior a los instrumentos rotativos y una precisión que te sorprenderá.

**+seguridad** **+precisión** **+comodidad**



Extracciones    Cirugía ósea    Técnica intralift    Split Crest    Elevación del seno maxilar    Alargamiento de coronas

**pspix2**



Ref. S\_702\_0001


Escáner de placas de fósforo con una experiencia de usuario increíble gracias a la gran pantalla táctil.

- Tecnología FIBER2PIXEL mejora las imágenes con el uso de microfibras ópticas.
- Va que vuela. Imágenes claras y contrastadas en menos de 12 segundos.

22x35mm	24x40mm	31x41mm	27x54mm
			
Talla 0 Niño	Talla 1 Niño Adulto Periapical	Talla 2 Adulto Interproximal Periapical	Talla 3 Interproximal

 Disponible   
  Escaneado   
  Ocupado

Compatible



**VER MÁS ▶**

**WD**

Toallitas desinfectantes Superficies pequeñas

- Acción rápida.
- Ideal para piezas de mano.
- Con alcohol.

**Contenido:**

- 1 Dispensador c/120 toallitas.

Ref. 60030018 **\$190.00**



**IDN**

Pretratamiento desinfectante de instrumentos dentales

- Único capaz de descarbonizar el instrumental.
- No es corrosivo.
- Seguro y eficiente.

**Contenido:**

- 1 x 500 ml. Ref. 112000013

**\$650.00**



Compra un IDN y MB

Gratis

SD



100% biodegradables. Sin aldehídos, ni fenoles

**MK**

Toallas desinfectantes **sin alcohol** para superficies sensibles: unidad y lámpara.

**Contenido:**

- C/70 toallas + 750 ml.

Ref. 60030130

**\$780.00**



**MB**

Desinfectante enzimático para escupideras.

- RINDE 500 aplicaciones.

**Contenido:**

- 1 x 500 ml. y cepillo.

Ref. 112000031

**\$690.00**



**Fresero**



p/desinfección

Ref. 40200013

**\$450.00**

**VER MÁS ▶**

**Rite-lite PRO™**

MULTISPECTRAL / HI CRI SHADE LIGHT

Revolucionara la toma de color dental. Consigue resultados naturales y estéticos.



sin filtro  
Ref. 140001

**\$8,500.00**

con filtro  
Ref. 140001-PF

**\$11,000.00**

Toma de color, más allá del tono

**Leer artículo ▶**



**CALSET**

COMPOSITE WARMER



Jeringas

Ref. 110040

**\$10,000.00**

**VER MÁS ▶**

**MICROLUX DW™**

El Microlux DW ofrece los beneficios de Microlux 2, además de visualizar en luz rosa:





1. Bacterias durante la eliminación de caries. Ayuda a evitar daños en la pulpa.
2. Cálculo antes y después de la profilaxis.
3. Diferencia entre el composite y la estructura dental.

Lot+ Nuevo



Ref.110065  
**\$9,600.00**

**VER MÁS ▶**



Anterior Caries Anterior Cracks Posterior Caries

Dr. Stephane Browet

Howard Strassler, DMD, Mark Pitel, DMD, and Dr. Alessandro Devigis



**Eyectores de saliva**



**Contenido:**  
 ■ Bolsa c/100 pzs.  
 ■ 11 colores.  
**\$89.00**



**Quirúrgicos autoclavables**

**Contenido:**  
 ■ c/10 pzs.  
 ● EM19 ● EM21 ● EM40  
**\$310.00**

**Lentes de protección**

**Zero**  
  
**\$120.00** 

**Ultra light**  
  
**\$150.00** 

**Baby Orange**  
  
**\$180.00** 

**Stretch**  
  
**\$280.00** 

**Contemporary**  
  
**\$400.00** 



**Campos**

**Contenido:**  
 ■ c/500 pzs.  
 ■ 13 colores.  
**\$590.00**



**Negro**  
**Contenido:**  
 ■ c/500 pzs.  
**\$650.00**

**Baberos en rollo**

**Contenido:**  
 ■ c/80 pzs.  
 ■ 13 colores  
**\$280.00**



**VER MÁS ►**



**Contenido:**  
 ■ Paq. c/100 pzs.

**Vasos Eco biodegradables**

**\$85.00 c/u**

**Natura**

**Graffiti**

**Lot Nuevo**



**Contenido:**  
 ■ c/50 pzs.

**Clase 3 y floral**



**\$150.00**

**Cubrebocas**

■ Alta filtración ■ **Contenido:**  
 ■ Libre de látex c/50 pzs.

**Clase 4**



**\$160.00**

**Lot Nuevo**

**Graffiti**



**Cubre cabezal**



**Contenido:**  
 ■ Funda 28x30cm.  
 ■ 3 colores  
 ■ c/250 pzs.  
 Ref. 213005-07  
**\$590.00**

**Spray Ice**



-2°C

Frío para prueba de sensibilidad.  
 Ref.233001

**\$400.00**



## Euroseal

### Termoselladora

- Con portarrollos especial patentado, regulable en altura y profundidad.
- Superficie de apoyo integrada que facilita las operaciones de sellado.
- Sellado de 12 mm.

Ref. 108203

\$18,000.00



**VER MÁS ▶**



## E10 Autoclave clase B

Una bomba de vacío más potente y un ciclo de secado optimizado, consume menos agua y electricidad que cualquier otro autoclave con prestaciones similares.

### Características:

- Capacidad 24 lts.
- Pantalla E-touch.
- Trazabilidad.
- Sistema E-light.
- E-Timer.

Ref. 115750



**Gratis**  
Aquafilter  
1 to 1  
Agua desionizada  
para autoclave.  
Ref. 116006

**VER MÁS ▶**

## Eurosafe 170



- Trazabilidad perfecta para un control perfecto.
  - Capacidad sorprendente de 170 litros en un diseño compacto.
  - Mucho espacio y mucha potencia.
  - 20 programas y múltiples usuarios personalizados.
- Ref. 23173

**VER MÁS ▶**

## Eurosonic E4D



La tina de ultrasonido digital más avanzada y eficaz fase sweep, que potencializa la limpieza.

- 6 programas preestablecidos.
  - 4 fases que garantizan la limpieza.
  - Potencia de 370 W.
- Ref. 113152

\$21,000.00

**VER MÁS ▶**

Caretas de protección



\$740.00 c/u

VER MÁS ►



Duralay

- Acrílico rojo 1 oz. p/elaborar pivotes Ref. 2249D

\$560.00



Espátula p/ resinas

de acero wironit  
Ref. HWH52102.1 = 10cm  
HWH52102.8 = 8cm

\$1,250.00



Pins

- c/50 pzs. Ref. 2301

\$560.00

MVK-2 de rodilla



MICRO MOTORES

Made in Germany

Datos técnicos:

- Potencia: 260Watts.
- Dimensiones: L 300 x An 240 x Al 90 mm
- Peso: 2,9 kg.
- Ref. 31010MVK2

oportunidades  
únicas

\$25,000.00 c/u

VER MÁS ►

MVT-2 de mesa



Datos técnicos:

- Potencia: 260Watts.
- Dimensiones: L 180 x An 215 Al 100 mm.
- Peso: 2,9 kg.
- Ref. 31010MVT2

VER MÁS ►





## Bifluorid 10<sup>®</sup>

PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD  
Y LA FLUORIZACIÓN



## LA COMBINACIÓN DE FLUORURO DE SODIO Y FLUORURO DE CALCIO

### Numerosos ámbitos de aplicación para un barniz de fluoruro

En su trabajo diario conoce muchas causas para la hipersensibilidad de la dentina que padecen sus pacientes. Ésta puede deberse, entre otras causas, a:

- exposición de los cuellos dentales
- exposición de la dentina después del tratamiento de la periodontitis y en caso de recesión gingival local
- desgaste del esmalte por atricción
- abrasión intensa del esmalte en la zona de los anclajes y los contactos anteriores
- hipersensibilidad tras la limpieza dental profesional

Bifluorid 10 es el preparado ideal para el alivio eficaz de estas molestias. Además, Bifluorid 10 es perfecto para una remineralización acelerada y la fluorización del tejido del diente. Bifluorid 10 también previene la caries secundaria después de practicar obturaciones, especialmente cuando se utiliza el grabado al ácido.

### Eficacia, buena tolerancia y rapidez

Bifluorid 10 presenta una base de barniz elaborada a partir de materias primas naturales y contiene una combinación incomparable de fluoruro de sodio al 5 % (22 600 ppm fluoruro) y fluoruro de calcio al 5 %. La particular combinación de las dos sales de fluoruro posibilita tanto una liberación elevada e inmediata de fluoruro (debido al NaF), como una fluorización duradera (debido al  $\text{CaF}_2$ ). El fluoruro de sodio altamente soluble contribuye a la rápida liberación de iones de fluoruro, que se convierten en fluoruro de calcio en la superficie del diente y ayudan así de forma eficaz a la remineralización. El fluoruro de calcio menos soluble del barniz contribuye a la permanencia duradera en la superficie del diente. De este modo se garantiza una fluorización a largo plazo. La interacción de los dos fluoruros favorece a largo plazo la transformación de hidroxilapatita en fluorapatita mediante la formación de depósitos de fluoruro de calcio, protegiendo así eficazmente las superficies de esmalte dañadas.

Las buenas propiedades de compatibilidad de Bifluorid 10, cuya eficacia ha sido probada en innumerables ocasiones en todo el mundo, se han obtenido gracias al uso de componentes naturales, a la vez que se ha prescindido de metacrilato y glutaraldehído.

Gracias a la composición adecuada de Bifluorid 10, el barniz se adhiere especialmente bien al esmalte y a la dentina y se seca rápidamente. El diente tratado queda inmediatamente protegido frente a influencias externas nocivas. Los túbulos dentinarios quedan sellados de forma eficaz gracias a la precipitación del fluoruro de calcio, proporcionando una protección duradera frente a estímulos químicos, térmicos y mecánicos, un hecho que sus pacientes experimentarán en el acto.

Gracias al barniz transparente aplicado en una capa fina, los dientes no se decoloran, de modo que el aspecto estético no se ve afectado. Si se aplica según lo prescrito y existe una cooperación positiva del paciente, Bifluorid 10 permanecerá mucho tiempo sobre las superficies tratadas. El barniz se adhiere al esmalte de manera sumamente duradera, particularmente en lugares sometidos a riesgo como los espacios proximales y las fisuras. Bifluorid 10 ofrece un consumo económico y se presenta en el frasco de 4 g adecuado para 300 aplicaciones.



Fluorización con Bifluorid 10 después de una limpieza dental profesional



## INDICACIONES PARA BIFLUORID 10®


### Bifluorid 10®: el complemento ideal para el blanqueamiento

El blanqueamiento profesional de dientes en el consultorio odontológico está teniendo una acogida cada vez mayor. La sensibilidad derivada de los procedimientos de blanqueamiento es, por desgracia, un efecto secundario adverso bastante frecuente. Con Bifluorid 10, puede prevenirse de forma eficaz la aparición de sensibilidad ya desde el inicio del blanqueamiento. Bifluorid 10 puede utilizarse durante todo el tratamiento de blanqueamiento sin afectar al efecto blanqueante.

### Protección óptima después de la limpieza dental profesional

La limpieza dental profesional es un componente firmemente establecido en la odontología, en la que el pulido de los dientes constituye una fase de trabajo importante. Aquí, la cutícula del esmalte se elimina, con lo que el diente es más vulnerable. Bifluorid 10, aplicado después del pulido, protege el diente inmediatamente y restaura el fluoruro natural en su superficie.

### Cómo actúan el fluoruro de sodio y el fluoruro de calcio de Bifluorid 10®



Túbulo A:

Se forma fluoruro de calcio al reaccionar el fluoruro de sodio de Bifluorid 10 con los iones de calcio de la saliva y del líquido de los túbulos.

Túbulo B:

El contenido de fluoruro de calcio de Bifluorid 10 se deposita en la sustancia dental dura y en los túbulos.

### Indicaciones

Para el tratamiento de toda clase de hipersensibilidad como p. ej.

- los cuellos de los dientes y bordes de coronas
- la sensibilidad después de la limpieza profesional y eliminación de sarro
- de superficies después de la preparación y / o tallado
- en caso de superficies masticatorias desgastadas y dientes con retenedores protésicos
- después de lesiones del esmalte dental (p. ej. fracturas, desprendimientos)
- sellado de bordes cavitarios después de la aplicación de la restauración, especialmente si se ha aplicado la técnica de grabado
- como protección de dentina / relleno debajo de restauraciones de amalgama




### Presentaciones

#### Bifluorid 10®

- REF 1615 Frasco 4 grs., Solvent frasco 10 ml
- REF 1618 SingleDose 50 u., accesorios
- REF 2338 Portapincel para pinceles dentales desechables de VOCO y Micro Tim, 5 u.
- REF 2249 Cepillos de aplicación finos Micro Tim, 100 u.
- REF 2252 Pele Tim, No. 1, 3.000 × ø 4 mm

### Ventajas

- Inmediatamente desensibilizante
- Forma una capa protectora contra influencias térmicas y mecánicas
- Transparente – ninguna decoloración de los dientes
- Especial base de laca refuerza el efecto duradero y fluorización profunda
- Económico y simple – alto rendimiento, costes bajos, aplicación rápida
- Seca rápidamente
- Libre de colofonia
- Contiene el 5 % de fluoruro sódico (corresponde a 22.600 ppm) y el 5 % de fluoruro de calcio



#### Pele Tim

- REF 2250 No. 0 3.000 × ø 3 mm
- REF 2252 No. 1 3.000 × ø 4 mm
- REF 2253 No. 2 1.000 × ø 5 mm
- REF 2254 No. 3 500 × ø 8 mm
- REF 2255 No. 4 500 × 6 × 8 mm

# VOCOfertás

Vigencia del 1 de enero al 31 de marzo del 2025

1

## Bifluorid 10

Laca fluorídica para el tratamiento de hipersensibilidades.

2



- Contenido:**
- Frasco 4 gr.
  - Solvente frasco 10 ml.
- Ref. 1615

Precio normal ~~\$1,880.00~~  
**promoción \$1,500.00**

Lo+ Nuevo

Ahorro 20%



- Contenido:**
- 50 SingleDose
  - Accesorios
- Ref. 1618

Precio normal ~~\$2,400.00~~  
**promoción \$1,900.00**

oportunidades únicas



## Remin Pro 3x2

3


Agente de remineralización con flúor (1,450 ppm), hidroxiapatita y ilitol.

Utilizable todos los días y especialmente apropiado para el uso en casa.

- Sabores: Fresa, melón y menta.

Precio normal ~~\$1,470.00~~  
**promoción \$980.00**  
 3 tubos

Ahorro 33%



VER MÁS ►

4

## Calcimol LC



Hidróxido de calcio fotopolimerizable y radiopaco.

Efectiva protección pulpar indirecta, recubrimiento debajo de cualquier material.

- Ácido resistente.
- Promueve la formación de dentina terciaria.

- Contenido:**
- 2 Jeringas 2.5 gr.
- Ref. 1307

Precio normal ~~\$1,320.00~~  
**promoción \$1,050.00**

Ahorro 20%



VER MÁS ►

5

## Meron Plus

Cementación reforzado con resina

no conditioning

contains fluoride



**Ideal para la fijación de:**

- Coronas metálicas y libres de metal.
- Inlays, onlays, coronas, puentes y postes.
- Coronas construidas con alúmina pura o con núcleos de zirconio.

Ahorro 23%

**Contenido:**

- Polvo 15 gr.
  - Líquido 10 ml.
- Ref. 1731-32

Precio normal ~~\$2,200.00~~  
**promoción \$1,680.00**

VER MÁS ►

6

Ionómeros de vidrio para cementar

## Meron Combipack

- Baja solubilidad en la boca.
- Baja acidez.
- Excelente biocompatibilidad.

**Contenido:**

- Polvo 35 gr.
  - Líquido 15 ml.
- Ref. 1086

oportunidad única

no conditioning

contains fluoride

Gratis



**Profluorid Varnish®**  
 ■ 1 tubo 10 ml.

Precio normal ~~\$2,500.00~~  
**promoción \$1,100.00**

Ahorro 55%

VER MÁS ►

7

## Ionoseal

Base - Fotopolimerizable

- Alta resistencia compresiva (226 MPa).
- Liberación de fluoruro, previene caries secundaria.
- Alta biocompatibilidad y radiopaco.

**Contenido:**

- 3 Jeringa x 2.5 gr.
- Ref. 1326

**NDT**  
 non dripping technology

200% radiopacity

20 sec light-curing

contains fluoride



Precio normal ~~\$3,240.00~~  
**promoción \$2,590.00**

Ahorro 20%

VER MÁS ►

8

## Jeringas 3x2\*



A1  
A2  
A3

**Contenido:**  
 ■ 3 Jeringas 4 gr. c/u  
 ■ 1 de cada color  
 Ref. 1810-11-12

Precio normal \$4,800.00  
**promoción \$3,200.00**  
 Una de cada color

Ahorro  
33%



Grandio

Propiedades  
EXCELENTE  
para  
restauraciones  
duraderas



VER MÁS ►

9

## Set



Futurabond DC  
Adhesivo



Grandio Flow



1 Jeringa 2 gr. A1 o A2

Grandio SO  
Heavy Flow



1 Jeringa 1 gr. A3

**Contenido:**  
 ■ Set de 5 jeringas 4 gr.:  
 ■ A1, 2 x A2, A3 y B2.  
 Ref. 2916

oportunidad  
única

Precio normal \$10,085.00  
**promoción \$6,050.00**

Ahorro  
40%

10

## Grandio Seal

Sellador de fisuras y restauración  
de surcos, fotopolimerizable  
y nano-híbrido



**Contenido:**  
 ■ 2 Jeringas 2 gr.  
 Ref. 1061

Precio normal \$1,580.00  
**promoción \$1,260.00**

Ahorro  
20%



VER MÁS ►







Gratis



**Profluorid Varnish®**  
■ 1 tubo 10 ml.

oportunidad  
**única**

## Structur Premium

Estético. Estable. Perfecto.

Material para la fabricación de coronas, puentes, inlays y onlays provisionales

- Una estética como cerámica.
- Alta estabilidad en forma y color.
- Fluorescencia natural y brillo espléndido.
- Duro como esmalte, resistencia a la fractura extremadamente alta.

**Contenido:**

- 1 Cartucho 75 gr.
- Accesorios Ref. 1712-18

Precio normal ~~\$4,310.00~~

**promoción \$2,800.00**

Ahorro  
35%

**SC**  
self-curing

**auto  
mix**

temporary

**6  
shades**

**VER MÁS ▶**



Dr. Frank Milnar

Oportunidades únicas

Provisionales



## Clip/F tripack

Material de restauración fotopolimerizable para tratamientos provisionales

- Fácil de colocar - fácil de retirar en una pieza.
- Se mantienen los márgenes de la preparación.
- Resistente e impermeable a la saliva.
- Sirve especialmente para la técnica inlay / onlay.

**Contenido:**

- 3 Jeringas 4 gr. Ref. 1283-85

Ahorro  
20%

contains  
fluoride  


**20-40  
sec**  
light-curing

Resistente  
a la saliva

temporary



Pilar c/acceso abierto  
Dr. Marcelo Balsamo



Sellado del acceso c/Clip



Sellado listo después de la foto polimerización

Precio normal  
~~\$2,060.00~~

**promoción \$1,640.00**

**VER MÁS ▶**

13



Material de restauración nano-híbrido fluido y universal.




**Heavy Flow**  
Alta viscosidad  
Mejores propiedades físicas que diversos materiales condensables: dureza, estabilidad, resistencia a la abrasión.

**Contenido:**  
▪ 2 jeringas de 2 gr.  
Ref. 2684-96

Precio normal ~~\$2,520.00~~  
**promoción \$2,010.00**

Ahorro 20%



VER MÁS ▶

14




**Flow**

**Contenido:**  
▪ 2 Jeringas de 2 gr.  
▪ Ref. 2722-2737

Precio normal ~~\$2,260.00~~  
**promoción \$1,800.00**

Ahorro 20%



VER MÁS ▶

15



Antes

Después

**Easy Glaze**


Laca nano-rellenada y fotopolimerizable para el sellado superficial de:

- Restauraciones de ionómero de vidrio y de composite definitivas.
- Coronas y puentes provisionales acrílicos y bisacrílicos.
- Fondos de cavidad antes de la toma de impresión.

**Contenido:**  
▪ Frasco 5 ml.  
▪ Accesorios.  
Ref. 1016

Precio normal ~~\$1,700.00~~  
**promoción \$1,360.00**

Ahorro 20%



VER MÁS ▶

# GrandiOSO

¡Como el diente!

Material de restauración  
NANO-HÍBRIDO universal

Utilizable universalmente para las  
más altas exigencias en el área  
de los dientes  
anteriores y posteriores.

nanohybrid technology	89 % w/w	class I-V restorations	320% radiopacity
--------------------------	----------	------------------------------	---------------------

10-20 sec light-curing	shrinkage → 1.6% ←	17 Shades
------------------------------	-----------------------	--------------

Oportunidades únicas

16

Jeringas 3x2\*



- Contenido:**
- 3 jeringas de 4 gr. c/u.
  - Una de cada color.
- Ref. 2611-12-20



Ahorro  
33%

Precio normal  
~~\$5,700.00~~  
**promoción**  
\$3,800.00  
Una de cada color

17

Set



Futurabond DC  
Adhesivo



Bifix SE  
1 Jeringa QM 5 gr.

- Contenido:**
- Set de 5 jeringas 4 gr.:
  - A1, 2 x A2, A3 y B2.
- Ref. 2602

Precio normal ~~\$1,340.00~~  
**promoción** \$7,300.00

Ahorro  
35%




Dr. Lucas Echandia

VER MÁS ▶

18



## Rebilda® Post



### Contenido:

- Repuesto.
  - c/5 postes.
- Ref. 1772-73-74-75

Precio normal \$1,960.00  
**promoción \$1,560.00**

Ahorro  
20%



Dr. Sebastiana Arroyo Boté

Dr. Javier Martínez Osorio

**VER MÁS ▶**



## Rebilda DC

Reconstrucción adhesiva de muñones sobre dientes vitales y no vitales.  
 Fijación de postes radiculares de composite reforzados con fibras.  
 Colocación del poste y reconstrucción de muñón en un solo paso.



**VER MÁS ▶**

19

## Jeringa QM



### Contenido:

- Jeringa 10 gr.
- Ref. 1403 - 04

Precio normal ~~\$2,200.00~~  
**promoción \$1,650.00**

oportunidades  
únicas

Ahorro  
25%

20

## Cartucho



### Contenido:

- Cartucho 50 gr.
- Ref. 1396-97

Precio normal ~~\$5,950.00~~  
**promoción \$4,500.00**

21



## Futurabond U

Adhesivo universal de curado dual.  
Muy amplio espectro de indicaciones:  
un bond para todos los casos.



Autograbado



Grabado selectivo Grabado total



Contenido:

- 50 Single Dose
  - Accesorios
- Ref:1571



Precio normal ~~\$3,190.00~~  
**promoción \$2,640.00**

total-etch

10 sec  
light-curing

self-etch

DC  
dual-curing

**VER MÁS ▶**

Adhesivo

## Bifix

Sistema de fijación curado DUAL,  
con mínimo grosor de película de 10 µm para  
un ajuste exacto, sin incrementos de la mordida.

22




Autograbado

Contenido:

- 1 Jeringa QM 5 gr.
  - Colores: U - T - WO.
- Ref. 1785-86-87



Precio normal ~~\$1,550.00~~  
**promoción \$1,395.00**



**VER MÁS ▶**



QM

23



Adhesivo  
Para TODOS los requerimientos

Contenido:

- 1 Jeringa QM 10 gr.
  - Colores: U - T - WO
- Ref. 1218-19, 1759



Precio normal ~~\$2,680.00~~  
**promoción \$2,140.00**



**VER MÁS ▶**

Cementos  
duales

24



## Ufi Gel SC

**SIN** olor  
sabor  
exotermia

Rebase permanentemente blando.

- Prótesis totales o parciales.
- Rebases en implantología.
- Tratamientos de puntos de presión.
- Almohadilla en procesos alveolares agudos.
- Estético, biocompatible (sin metacrilatos) y alta comodidad.



Gratis



Registrado X-tra clear  
1 cartucho 50 ml.

oportunidad  
única

- Contenido:
- 1 cartucho 50 ml.
  - Adhesivo 10 ml.
  - Glazing base/catalizador.
  - Accesorios.
- Ref. 2041

Ahorro  
33%

Precio normal \$5,975.00  
**promoción \$4,000.00**

SC  
self-curing

auto  
mix

VER MÁS ►

## Grandio disc / blocs

Material híbrido nano-cerámico CAD / CAM

Coronas, inlays, onlays, carillas, coronas implantosoportadas

25



15 mm, Ø 98 mm

Ref. 6050 - 56	Low translucent (LT)
Ref. 6057 - 60	High translucent (HT)

Precio normal  
~~\$12,570.00~~  
**promoción \$9,800.00**

Ahorro  
22%

26



5 x no.12      5 x no.14L

Ref. 6003 - 09	Ref. 6018 - 24
Ref. 6012 - 15	Ref. 6027 - 30

Precio normal  
~~\$3,610.00~~  
**promoción \$2,815.00**

Compra 3  
Grandio disc

Gratis

Structur  
CAD disc



20 mm, Ø 98 mm  
Ref. 6071 - 73

Compra 3  
Grandio disc

Gratis

Structur  
CAD blocs



Blocs 5 x 40L  
Ref. 6076 - 78

VER MÁS ►



VER MÁS ►

# Solo CINCO para hacer match!




Próximamente  
¡Espérala!



Admira Fusion 5 –  
Simplemente más rápido.  
Simplemente estético.

Cubra los 16 colores VITA® con sólo 5 Cluster Shades



## Tipodontos Adulto



Con 28 dientes  
Ref. ANA-4DAV




Con 32 dientes  
Ref. AG-3DA



\$4,200.00 c/u

## Juego de dientes



Con 28 dientes  
Ref. ANA-4Z

\$1,250.00

Con 32 dientes  
Ref. AG-3Z

\$1,450.00



### Preparado p/ muñón

Ref. ANA-4ZAW  
AG-3ZAW

\$105.00 c/u



### C/ caries

Ref. ANA-4ZK  
AG-3ZKVI

\$160.00 c/u



### Bicapa c/ caries

Ref. ANA-4ZSDK-300VI  
AG-3ZSDK-300VI

\$190.00 c/u



### Tricapa c/ caries

Ref. ANA-4ZSDPK  
AG-3ZSDPK-300V

\$240.00 c/u



### P/post-endo

Ref. ANA-4ZEE  
AG-3ZEE

\$230.00 c/u



### P/endo

Ref. ANA-4ZPUK  
AG-3ZPUK

\$330.00 c/u



### P/endo radiografiable

Ref. ANA-4ZPUR  
AG-3ZPUR

\$400.00 c/u



### C/ápice

11-16-21-24-26-36-45-46  
Ref. ANA-4ZPUKN

\$330.00 c/u

VER MÁS ►

## Coronas

Caja c/5 coronas infantiles  
o adulto transparentes  
o coloreadas.



Ref. FOIST  
\$190.00

## Tipodonto Infantil



Con 24 dientes  
Ref. AK-6/2DAK

\$4,350.00

Gratis

2 dientes  
pulpotomía en  
la compra de  
1 tipodonto infantil

c/ cámara  
hueca

con  
caries

frasaco

\*Según disponibilidad



### Pulpotomía

Ref. AK-6/2ZPUW  
\$220.00 c/u



### Pulpectomía

Ref. AK-6/2ZPUV  
\$340.00 c/u





[copidental.com](http://copidental.com)

**Domicilio:**

Av. Américas no. 122 Col. Americana,  
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.

**Teléfonos:**

33 1377 6191 / 33 1377 6192

**Ventas:**

 33 3576 0125

**Web:**

 [copidental.com](http://copidental.com)

 Copidental

 Copidental