

C  **PI** *dental*

copidental.com

CATÁLOGO

ONIPO  [®]



Eurosafe 60



Lavado



Termodesinfección



Secado

Termo-desinfectadora
Automatiza tu clínica.

VER MÁS ▶



Eurosonic E4D

La tina de ultrasonido digital más avanzada y eficaz, fase sweep, que potencializa la limpieza.

- 6 programas preestablecidos.
 - 4 fases que garantizan la limpieza.
 - Potencia de 370 W.
- Ref. 113152

\$21,000.00

VER MÁS ▶



E10 Autoclave clase B

Una bomba de vacío más potente y un ciclo de secado optimizado, consume menos agua y electricidad que cualquier otro autoclave con prestaciones similares.

Características:

- Capacidad 24L.
 - Pantalla E-touch.
 - Trazabilidad.
 - Sistema E-light.
 - E-Timer.
- Ref. 115750

VER MÁS ▶



Aquafilter

1 to 1
Agua desionizada
para autoclave.
Ref. 116006



Aquadist

Destilador de agua por ebullición y condensación.



Características:

- 0.7 litros por hora.
 - 4 litros de capacidad.
- Ref. 114001

\$8,600.00

VER MÁS ▶

Infinity

La calidad de los materiales y el diseño robusto, la hacen prácticamente indestructible.

Ref. 108146 **\$16,200.00**

VER MÁS ▶



Termoselladoras
Sellado de 12 mm.

Gratis

3 rollos: 5, 7,5 y
10 cm x 200 mts.

Euroseal

Con portarrollos especial patentado, regulable en altura y profundidad.

Ref. 108203
\$18,000.00

VER MÁS ▶



Rollos para esterilizar

- | | |
|--------------|-------------|
| ■ C/200 mts. | ■ Implantes |
| 5 20 | c/100 mts. |
| 7.5 25 | 20 x 5 |
| 10 30 | 25 x 5 |
| 15 40 | 25 x 6.5 |
| cm. | cm. |

Ahorro 15%*

*Aplica sobre precio regular.

VER MÁS ▶

BIOSTAR



6 atmósferas
Ref. 3011.1

TERMO MOLDEADO
A PRESIÓN

BIOSTAR
ALIGNER



Ref. 3030.1

VER MÁS ▶

DURAN®+

Féculas Miniplast, de descarga, coronas y puentes provisionales.



Ref.	mm	c/ 10 pzs
3426.1	.5	\$ 270.00
3428.1	.625	\$ 300.00
3430.1	.75	\$ 320.00
3432.1	1.0	\$ 350.00
3434.1	1.5	\$ 400.00
3436.1	2.0	\$ 480.00

DURASOFT®

Acetato p/guarda duro/suave



Ref.	mm	soft	hard	c/ 10 pzs
3342.1	1.2	.5	.7	\$ 650.00
3388.1	1.8	.9	.9	\$ 890.00
3387.1	2.5	.9	1.6	\$1,010.00
3341.1	3.0	.9	2.1	\$1,110.00
3345.1	4.0	.9	3.1	\$1,300.00
3347.1 azul	1.8	.9	.9	\$ 960.00
3348.1	2.5	1.6	.9	\$1,110.00

Set de terminado



Contenido:

■ c/8 pza.
ref. 3378.1
\$1,600.00

VER MÁS ▶

A Kit de lijas p/stripping



Contenido:

■ c/5 lijas
■ 5 calibreadores
Ref. 5341.1

\$4,200.00

B Mango p/stripping doble



Ref. 5358.1

\$2,000.00

ONIP *paquetes*

A + B \$5,800.00



Lot+
Nuevo

UNIQ+ PLANCHA

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3651.1	0.5	soft	\$550.00
3652.1	0.625	medium	\$570.00
3653.1	0.75	hard	\$590.00

CA® CLEAR ALIGNER
Ortodoncia invisible



CA® PRO+ PLANCHA

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3644.1	0.5	soft	\$620.00
3645.1	0.625	medium	\$670.00
3646.1	0.75	hard	\$690.00



CA® PLANCHA

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3405.1	0.5	soft	\$300.00
3406.1	0.625	medium	\$330.00
3407.1	0.75	hard	\$360.00



CA® PLANCHA DE
RETENCIÓN PD

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3438.1	0.75	largo	\$600.00
3440.1	1.0	plazo	\$650.00



Unidad Ultracomfort®

- Calidad, comodidad y elegancia.
- 10 años de garantía

[VER MÁS ▶](#)



Autoclave M11

- Certificado ASME.
 - Garantiza el control de infecciones.
 - 2 años de garantía.
 - Capacidad 24.6 litros.
- Ref. M11-040

\$105.000.00

Autoclave M11

6 MSI ó
-10% pago de contado



[VER MÁS ▶](#)

Compresor P21

Confianza. Seguridad. Eficiencia.



- Aire grado médico.
 - Filtro coalescente de 0.01 µM.
 - 1-3 unidades.
 - 1.5 HP.
 - dBA 65 Hz.
 - 5 años de garantía.
- Ref. P21

[VER MÁS ▶](#)



PowerVac® P3 Bomba de vacío

- **En seco.**
 - Hasta 5 unidades.
 - 2.000% de ahorro en luz y agua.
 - 10 años de garantía.
- Ref. P3

[VER MÁS ▶](#)

Magnificación

A

ERGO-PRO™



3.5x | 4.0x | 4.5x

\$58,000.00

B

TTL Prismatic



3.5x | 4.0x | 4.5x

\$48,000.00

C

TTL Galilean



2.5x | 3.0x | 3.5x

\$32,000.00

Las lupas Q-Optics hechas para ti.



Satisfacción total.
Garantía de por vida



45 días para encontrar
tu ajuste perfecto

Armazón



Eclipse



Panto



Classic

Colores



D

RADSYS Mini 6



- 5.6 gr.
 - 85 Lumens
 - 8 horas
- Ref. RADSYSM6

\$24,000.00

Válvulas quirúrgicas de succión autoclavables

Flip SE



Baja succión
Ref. FLIP-SE

Flip D



Alta succión
Ref. FLIP-D

Flip A



Alta succión
Ref. FLIP-A

\$1,250.00 c/u

ONIP *aque*tes

A + D \$73,000.00

B + D \$63,000.00

C + D \$48,000.00

VER MÁS ▶

VER MÁS ▶

DENTAL

Made in Germany

LABORATORIO

UNIVERSAL



c/8 pzs. Ref. 9070
\$240.00

COMPOSOF

p/ composite



c/9 pzs. Ref. 9089
\$260.00

ECOCOMP®

p/ composite



c/8 pzs. Ref. 9071
\$300.00

DIABRUSH

Composite, porcelana y metal



Ref. 9481
Ref. 9482
Ref. 9483
\$115.00 c/u

TWIST Combi Set + OCCLUFLEX



HP c/18 pzs. Ref. 9093
\$2,600.00

DIACOMP PLUS® TWIST

p/ composite c/6 pzs.



Ref. 9086-14 mm.
9087-11 mm.



\$1,400.00

Tiras de lijas

FLEXI-D starter



100 discos
14 mm.
1 mandril
Ref. 9001
\$880.00

FLEXISTRIPS CARBOSTRIPS



50 pzs.
Ref. 9010

\$280.00

Composite
30 pzs.
Ref. 9018

\$780.00

KIT TECHNIK 2



c/3 pzs.
Ref. 9044-2

KIT TECHNIK 3




c/3 pzs.
Ref. 9044-3

p/acrilicos
\$180.00 c/u

ECOCERAM WG

p/ zirconia
pre-sinterizada



c/4 pzs.
Ref. S450
\$250.00

SOFTWHEELS

p/ dentaduras, rebases y guardas acrilicas, con pasta abrasiva



c/2 pzs. Ref. S980

\$110.00 c/u


FIBERWHEELS

p/ acrilicos



c/3 pzs. Ref. S985

EVEflón Espátula



17 cm.
Ref. 9655
\$290.00

DIAPOL® TWIST

p/cerámica



c/6 pzs. Ref. 9047
\$1,650.00

DIACERA® TWIST

p/zirconia



c/6 pzs. Ref. 9048
\$2,000.00

DIAPRO® TWIST


p/disilicato



c/6 pzs. Ref. 9049
\$2,000.00

KIT UNIVERSAL INTRO

Porcelana, metales preciosos y acrilicos



c/10 pzs. Ref. kit-uni
\$110.00

KIT ECOCERAM INTRO

Cerámica y porcelana



c/10 pzs. Ref. kit-eco
\$110.00



● X-fino ● Fino ● Mediano ● Grueso ● X-grueso
*Fresas de diamante *Aplica en todos los granos

Yeso	Metal	Acrílico	BlueStar
\$330.00 Ref. 509201	\$370.00 c/u Ref. 602001L Ref. 608101 Ref. 603201	Ref. 415401 Ref. 616801 Ref. 407201	\$500.00 c/u Ref. 31301BS Ref. 606801BS

DUROLAN Espaciadores

Ref. 25001-05
5µ 10µ 13µ 15µ
25 ml. \$250.00 c/u

PLASTODUR
Barniz p/yeso
Ref. 26000
25ml \$200.00

Telescan
p/escanear, 75ml.
Ref. rojo 11166
blanco 11167
\$460.00

P/zirconia pre-sinterizada

c/7pzs. Ref. 800329
\$2,100.00

P/acrílico y resina

c/13pzs. Ref. 300227
\$2,400.00

P/ cerámica

c/16pzs. Ref. 300137
\$2,400.00

Okklean
Oclusión
75 ml.
Ref. 11140-49
\$430.00 c/u

Pinceles p/cerámica

3x2*
Ref. 41000 al 41014
41200 al 41208
Grátis el de menor precio*

Kera-Grip I/II Ref. 12017/16/15 \$1,750.00
Crowny Ref. 70004 \$1,360.00

0.25 mm \$200.00 Ref. 131822 RAPIDO-CUT	0.19 mm \$260.00 c/u Ref. 112231 TOTO-FLEX	0.17 mm Ref. 121921 SUPER-FLEXIFLEX
---	--	--

0.17 mm \$300.00 c/u Ref. 152211 CUTFLEX	0.17 mm Ref. 182221 SEPAFLEX	0.17 mm Ref. 182231 POLYFLEX	0.22 mm Ref. 272125 PERFOCUT
--	---	---	---

\$60.00 c/u

001 Bola
166 Punta lápiz
257 Balón

Cilíndrica 141 \$60.00 c/u 010 a 018	Tronco cónica Redonda 199 010 a 018	Min. Inv. Ref. 537308 Ref. 537418 Ref. 537118
--	--	---

Chupón plana \$70.00 c/u Ref. 536806	Cónica Pirámide Ref. 532858L c/marcador Ref. 532778	Diafutur Ref. 531555	Piranhas con 3 capas \$90.00 c/u Ref. 539108S Ref. 539598S Ref. 539098S Ref. 539048 Ref. 539288
---	--	--------------------------------	--

P/coronas y puentes

10 pzs. Ref. 200157
\$600.00

Minima invasiva

c/15 pzs. Ref. 200120
\$1,150.00

P/preparación de cerámica avanzada

c/15 pzs. Ref. 200140
\$930.00

P/pulido y terminado de resina

c/10 pzs. Ref. 200121
\$1,450.00

Zirconia \$80.00 c/u
Ref. 531516Z
Ref. 532216Z
Ref. 532814Z

Cortador Zir. \$160.00 c/u
Ref. 538065
Ref. 534055S

PreciCut
p/corte gingival

Corta y cauteriza en seco
Ref. 535100 Larga
535000 Corta

Fresas de carburo Terminado

\$140.00 c/u
Ref. 106114
Ref. 106510
Ref. 106914
Ref. 106810

\$180.00 c/u
Ref. 106612
Ref. 106318

Cortador y separador metal

\$160.00 c/u
Ref. 411581
Titanio

Ref. 109614
Porcelana

\$200.00
Ref. 107912

Jet Set-4 Kit 6x1

Kit p/la elaboración de provisionales en tan solo 4 minutos



Contenido:

- 6 x 45 gr.
 - Color: 62, 65, 69, 81, OM1.
 - Clear y líquido 118 ml.
- Ref. 3893 **\$2,300.00**

Kit 6x1

Para elaboración de provisionales en acrílico



Contenido:

- 6 x 45 gr.
 - Color 60-62-65 -69-77-81.
 - Líquido 118 ml.
- Ref. 1493

\$1,990.00

Jet Tooth Shade



- 100 gr. Ref. 1420
- 2 x 30 ml. Ref. 1402
- 1 gotero Ref. 3100-1

\$620.00

High Impact-45 Kit

Acrílico de alta resistencia de termocurado.



Contenido:

- Polvo 454 gr. fibred pink.
 - Líquido 236 ml.
- Ref. 0534 FP

\$1,350.00

Ortho-Jet

Acrílico para aparatos ortodónticos, de autocurado



Contenido:

- Polvo 454 gr.
- Líquido 236 ml.
- Jet Seal 10 ml.
- Liquid foil 30 ml.
- Accesorios. Ref. 1334

\$1,450.00

Jet XR

Acrílico radiopaco especial para la elaboración de guías quirúrgicas.



2 x 30 ml.
Ref. 1402

Contenido:

- 1 x 100 gr. XR opaco Ref. 4320-P
- XR sombra Ref. 4320-S

\$690.00

Aquapres

Sistema de alta presión hidráulica para eliminar burbujas en acrílicos autocurables



Ref. 4905A
\$5,700.00

VER MÁS ▶

Goteros

De cristal, extra largos.



Contenido:

- Caja c/10 pzs.
- Ref. 3100 **\$390.00**

Jet Seal

Lustrador y sellador p/acrílico



Contenido:

- 29 ml.
- Ref. 4102
\$750.00

Flexacryl Soft/Hard

Material p/rebases



Contenido:

- Polvo 100 gr.
- Líquido 118 ml.
- Acrylic Primer 10 ml.

Ref. Soft - 1123 / Hard - 0923

\$1,250.00 c/u



2 en uno

PREP START H₂O

ÚNICO DE MÍNIMA INVASIÓN.
Sistema intraoral de hidro-abrasión
y microcavitación.

- Microabrasión para mejorar la adhesión.
- Limpia superficie de cementos resinosos o provisionales, residuos de resina.
- NO requiere anestesiarse.
- Mínima nube de polvo.

Ref. 91747

VER MÁS ▶

A

MACRO AB+




- Mayor confort.
 - Visibilidad única.
- Ref. 91556
\$12,000.00

Evita el esparcimiento de partículas en la clínica.
Luminosidad y aspiración bestiales

VER MÁS ▶


B

MICRO AB+



- Para espacios reducidos.
- Ref. 91010
\$11,000.00

Microetcher II



- Intraoral y extraoral.
 - Punta autoclavable.
- Ref. 22000
\$5,400.00

C



- Kit conector**
Ref. 44000
\$1,150.00

Óxido de aluminio



- 50 micrones. Ref. 15301
 - 90 micrones. Ref. 15201
 - 27 micrones. Ref. 80042A
- \$630.00 c/u

onIP *paquetes*

A + C
\$16,500.00

B + C
\$15,500.00

Contact Matrix



Intro Contact Wedge

Contenido:

- 2 anillos.
 - 50 bandas matriz.
- Ref. 90102
\$1,040.00

Microphropy B+



- Bicarbonato de sodio p/profilaxis.
Ref. 17001
\$720.00

**PRIMA
pro**

Lo+
Nuevo



- Microscopio dental
- Ópticas MaxLite con corrección apocromática y filtro TrueLux.
- Brazo auto balance electromagnético.
- Magnificación ajustable, sector de 6 pasos.
- Luz led con potencia de 200,000 LUX.
- Ergonomía y comodidad.

Ref. 6183601

VER MÁS ▶

Descubre la
micro-odontología

Más del 70%
de los dentistas
padecen problemas
musculares y óseos

MAGNA

Microscopio
El poder del Zoom
Ref. 6129100



VER MÁS ▶

PRIMA M μ

Microscopio
Enamora por su poder,
conquista por su precio.
Ref. 6211000



VER MÁS ▶



pspix2

Escáner de placas de fósforo con una experiencia de usuario increíble gracias a la gran pantalla táctil

- Disponible
- Escaneado
- Ocupado

- Tecnología FIBER2PIXEL mejora las imágenes con el uso de microfibras ópticas.
- Va que vuela. Imágenes claras y contrastadas en menos de 12 segundos.

Ref. S_702_0001

Compatibles



VER MAS ▶



piezotome cube

Realiza todos los procedimientos quirúrgicos como nunca antes, con una velocidad superior a los instrumentos rotatorios y una precisión que te sorprenderá.


piezotome cube

6 MSI

ó

-10%

pago de contado



Más seguridad



Más precisión



Más comodidad



Ref. F50111

VER MÁS ▶

**-350 AC
FÓRCEPS**

Destrucción del alveolo



1875

INSTRUMENTO ROTATORIOS

Destrucción del hueso alveolar



2019

piezotome cube



sopix SD

Una imagen de calidad desde el primer disparo, con un tiempo mínimo de exposición.

Único con **Ace** technology



Rayos X

Generador de Rayos X

Imagen perfecta



Sensor Sopix

Rayos X excesivos

Imagen sobre-expuesta



Otros sensores

Compatibles



Talla 1.
Ref. S_802_3000
Talla 2.
Ref. S_802_3001

\$50,000.00

VER MÁS ▶

Lot
Nuevo



MICROLUX DW™


Mejora la precisión de las evaluaciones diagnósticas, ofrece en muchas ocasiones, un mejor diagnóstico que los rayos X.

Visualiza en luz rosa:

1. Bacterias durante la eliminación de caries. Ayuda a evitar daños en la pulpa.
2. Cálculo antes y después de la profilaxis.
3. Diferencia entre el composite y la estructura dental.

Ref. 110065 \$9,600.00

VER MÁS ▶



Dr. Stephane Browet



Anterior Caries Anterior Cracks Posterior Caries
Howard Strassler, DMD, Mark Pitel, DMD, and Dr. Alessandro Devigus

CALSET

COMPOSITE WARMER

Jeringas



VER MÁS ▶



Ref. 110040
\$10,000.00



Aditamento
para carillas

Ref. 600066/44
\$3,300.00

VAC-TAK™

Kit para colocación de carillas



Lot
Nuevo

Contenido:

- Soporte autoclavable
- c/60 puntas

Ref. 110046

\$2,600.00



A IDN

Pretratamiento desinfectante de instrumentos dentales

- Único capaz de descarbonizar el instrumental.
- No es corrosivo.
- Seguro y eficiente.



Contenido:

- 1 x 500 ml.
- Ref. 112000013

\$650.00

B MB

Desinfectante enzimático para escupideras.

- RINDE 500 aplicaciones.



Contenido:

- 1 x 500 ml. y cepillo.
- Ref. 112000031

\$690.00

ONIP paquete
desinfectes

A+B+C
\$1,380.00



Adulto
 Con 28 dientes
 Ref. ANA-4DAV
 Con 32 dientes
 Ref. AG-3DA
\$4,200.00

Tipodontos



Dientes de especialidades



Bicapa c/caries
 Ref. ANA-4ZSDK-300VI
 AG-3ZSDK-300VI
\$190.00 c/u



C/ápice
 11-16-21-24-26-36-45-46
 Ref. ANA-4ZPUKN
\$330.00 c/u



P/post-endo
 Ref. ANA-4ZEE
 AG-3ZEE
\$230.00 c/u



P/endo
 Ref. ANA-4ZPUK
 AG-3ZPUK
\$280.00 c/u



Infantil
 Con 24 dientes
 Ref. AK-6/2DAK
\$4,350.00

Pulpotomía



Ref. AK-6/2ZPUW
\$220.00 c/u

Pulpectomía



Ref. AK-6/2ZPUF
\$340.00 c/u



Kit de 84 coronas
 temporales
 transparentes de
 odontopediatría.
 Ref. ST-KK84
\$3,100.00



Caja c/5 coronas
 infantiles o adulto
 transparentes
 o coloreadas.
 Ref. FOIST
\$190.00

VER MÁS ►

C

WD

Toallitas desinfectantes.
 Superficies pequeñas

- Acción rápida.
- Ideal para piezas de mano.
- Con alcohol.

Contenido:

- 1 Dispensador c/120 toallitas

Ref. 60030018

\$190.00

VER MÁS ►




EXCOM HYBRID IS
Bomba de vacío

- Dual 1 HP.
- Una unidad.
- 220V.

Ref. 02010154

\$39,000.00



AIRFLOW® handy 3.0
PERIO-Premium

Dispositivo portátil de profilaxis profesional que utiliza el extraordinario polvo PLUS permitiendo trabajar supra y sub gingivalmente.
Ref. FT-225#

\$50,000.00

VER MÁS ▶



PIEZON® 150 CON LED
COMPACTO Y FÁCIL DE USAR.

Incorpora el módulo PIEZON® estándar con un rendimiento ultrasónico de 32.000 oscilaciones lineales por segundo, que permite una eliminación eficaz del sarro y una precisión máxima.

Ref. FT-223#
\$34,000.00

*oportunidad
única*

VER MÁS ▶



AIRFLOW® MAX handpiece Set

Contenido:

- AIRFLOW® MAX Handpiece Set
- AIRFLOW® PLUS Botella de aluminio 400 gr.
- Biofilm Discloser (5 tabletas)

Ref. FS-475

\$18,000.00

GBT FLOWCONTROL



Contenido:

- 4 cánulas
FV-112/A

\$1,100.00

4x3*



AIR-FLOW® PLUS

ÚNICA y EXCLUSIVA fórmula patentada de Eritritol + CPC para TODAS las aplicaciones

Contenido:

- 1 x 120 gr.
- Ref. DV-082


\$2,550.00
4 botes

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Proporciona una experiencia más satisfactoria para los pacientes



Made in Suiza



NIÑOS



ORTODONCIA



IMPLANTES



GINGIVITIS



DETECCIÓN DE CARIES



DENTINA EXPUESTA



MANCHAS Y CÁLCULO

La bacteria malvada

Artículo

[LEER ARTÍCULO ▶](#)

Puntas para PIEZON®

3x2*

A



Ref. DS-001A

P



Ref. DS-011A

\$3,000.00 c/u

PS



Ref. DS-016A

\$3,500.00

PSL



Ref. DS-083-A

PSR




Ref. DS-084-A

\$4,000.00 c/u

*Grátis el de menor precio

EMS+

Caretas de protección



termoactiva



c/cordón



c/3 repuestos.

\$740.00 c/u

VER MÁS ▶

Dispensador rollo de algodón



- Blanco
- Ref. DISCRONIPQ/W

\$300.00

Duralay

- Acrílico rojo 1 oz.
- p/elaborar pivotes
- Ref. 2249D

\$560.00



Pins

- c/50 pzs.
- Ref. 2301

\$560.00



Grandio blocs / disc

Material híbrido nano-cerámico CAD / CAM

Coronas, inlays, onlays, carillas, coronas implantosoportadas



5 x no.12

5 x no.14L

Ref. 6003 - 09

Ref. 6018 - 24

Ref. 6012 - 15

Ref. 6027 - 30

últimas oportunidades



15 mm. ø 98 mm.

Ref. 6050 - 56

Ref. 6057 - 60

Low translucent (LT)
High translucent (HT)

Precio normal ~~\$3.610.00~~
promoción \$2.815.00

Ahorro 22%

Precio normal ~~\$12.570.00~~
promoción \$9.800.00

VER MÁS ▶



VER MÁS ▶



Campos

Contenido:
■ c/500 pzs.



13 colores.
\$590.00

Negro
\$650.00



Infantil
Contenido:
■ c/100 pzs.

\$240.00 c/u



Mini kit

Contenido

- 200 campos.
- 200 eyectores.
- 200 vasos.
- 2 fríos instantáneos.
- 50 cubrebocas.
- 1 lente Baby Orange.

Disponibles en 13 colores.



\$620.00

Frío instantáneo



Contenido:

- c/24 pzs.
- Ref. 23230020
- \$550.00

-1° C

Eyectores de saliva

Contenido:

- Bolsa c/100 pzs.
- 11 colores.

\$89.00



VER MÁS ▶

Cubre sillón



Contenido:

- 8 colores c/25 pzs.
- Ref. 264000-07
- \$1,750.00

Barrera de protección



Contenido:

- 10x15 cm.
- c/1,200 pzs.
- Ref. 269001
- \$360.00

Cubrebocas

- Alta filtración
- Libre de látex

■ Contenido: c/50 pzs.

Clase 4

Clase 3 Floral



\$150.00

Graffiti



\$160.00

Lo+ Nuevo

Vasos

Lo+ Nuevo



Contenido:

- Paq. c/100 pzs.

\$85.00 c/u

Eco biodegradables

Graffiti



Contenido:

- c/50 pzs.

Lentes de protección

Evolution

\$380.00



Zero

\$120.00



Cube

\$380.00



Stretch

\$280.00



Contemporary

\$400.00



¿OBTURACIONES
ESTÉTICAS
SIN BONDING?



IONOLUX

Ionolux

MATERIAL DE OBTURACIÓN DE IONÓMERO
DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE.



VOCO investiga y produce desde hace más de 30 años en el ámbito de los materiales de ionómero de vidrio para su aplicación en el sector dental. Si se usan conforme a sus indicaciones, los materiales de restauración y fijación de ionómero de vidrio cubren un amplio espectro en la odontología conservadora y protética.

Ionolux es un material de restauración de ionómero de vidrio fotopolimerizable que destaca por su amplia gama de indicaciones, su manipulación especialmente apta para la práctica, su elevada calidad estética y sus extraordinarias propiedades físicas.

El material de ionómero de vidrio fotopolimerizable de primera elección

Ionolux es un material de ionómero de vidrio que se aplica sin necesidad de acondicionador ni pegado previos. Tras el mezclado, Ionolux posee una consistencia condensable que le permite una colocación inmediata en la cavidad y un rápido acabado. Aplicado en capas de 2 mm, Ionolux se fragua en tan solo 20 segundos. También sus propiedades físicas son sorprendentes; una elevadísima resistencia a la compresión y una hidrosolubilidad mínima convierten a Ionolux en el producto de primera elección.

Tratamiento mínimamente invasivo

Las pequeñas lesiones cariosas iniciales no se abren más de lo necesario, la caries se elimina y se realiza la restauración con un material de restauración de ionómero de vidrio estético, de un tono similar al diente natural: el tratamiento con Ionolux protege la substancia dental y es fotopolimerizable y, por tanto, rápido. El paciente se beneficia de un tratamiento de duración breve y el consultorio de un considerable ahorro de tiempo.

Odontología pediátrica

Cuando se requiere aplicar un tratamiento odontológico a un niño, tanto el odontólogo como el joven paciente agradecen que el tratamiento se limite a los mínimos pasos imprescindibles. Los modernos materiales de restauración de ionómero de vidrio como Ionolux ayudan a este respecto: el secado solo relativo, la ausencia de acondicionamiento de la substancia dental dura antes de la colocación de la obturación y la fotopo-

limerización inmediata sin barniz mantienen el nivel de estrés de ambas partes dentro de unos márgenes aceptables.

El paciente mayor

La proporción de personas mayores en nuestra sociedad va en aumento, un hecho que también se ve reflejado en la clientela de los consultorios odontológicos. Los desafíos que este grupo plantea al odontólogo en el ámbito del tratamiento conservador son claramente diferentes de los planteados por los pacientes más jóvenes.

Los materiales de restauración de ionómero de vidrio son ideales para el tratamiento en estos casos, ya que un secado relativo es suficiente para la colocación de la obturación. Además, las buenas propiedades estéticas y de modelado incluso en la zona cervical y la rápida fotopolimerización, así como la liberación de fluoruro son indicativos de la idoneidad de Ionolux para los dientes que ya no son tan jóvenes.

Restauración preprotética

A menudo los defectos extensos de la substancia dental dura deben restaurarse antes de aplicar las medidas protéticas. Con frecuencia estas restauraciones se extienden durante un periodo prolongado, hasta que se hayan restaurado todos los dientes afectados de tal forma que no tengan caries y los defectos de la substancia dental estén nivelados. Ionolux permite una buena aplicación en la cavidad, obtura las socavaduras, alisa las irregularidades y, de esta forma, evita alteraciones del color del diente natural. Incluso las reconstrucciones de mayor tamaño se pueden preparar de forma racional.




Tratamiento del dolor y de urgencia

Los pacientes con dolor suponen un desafío para cualquier consultorio. Con Ionolux podrá efectuar una restauración fiable una vez eliminados los factores causantes del dolor, tanto tras el tratamiento de caries profunda como tras una primera rehabilitación endodóntica. Para estos casos necesita un material


de restauración impermeable a bacterias y medicamentos que le garantice un respaldo para aplicar sus medidas y el mantenimiento de los costes de una primera rehabilitación dentro de un margen razonable. Ionolux satisface estos criterios.

**Resistencia a la compresión tras el termociclado
(3000 ciclos, 5 °C / 55 °C)**



Fuente: Medición interna de VOCO, 2015

Hidrosolubilidad



Fuente: Medición interna de VOCO, 2015

Casos clínicos

1^{er} caso

Fuente: Dr. Isma Goltz, Bremen / Alemania



Diente 35 con defecto en el cuello del diente



Diente 35 justamente después del tratamiento

2^o caso

Fuente: Prof. Hervé Tassery, PU-PH, Facultad de Odontología, Universidad de Marsella / Francia



Diente 16, 15 después de excavación



Tratamiento a continuación con Ionolux

Indicaciones

Obturaciones de las clases III y V, especialmente obturaciones cervicales y caries radicular

Obturaciones de dientes deciduos

Obturaciones pequeñas de la clase I

Obturaciones provisionales

Reconstrucciones de muñones

Rellenos

Ventajas

- Excelente tiempo de elaboración – tiempo de fraguado ajustable individualmente mediante fotopolimerización
- Sin necesidad de acondicionamiento de la sustancia dental dura
- También para grandes cavidades
- Inmediatamente condensable después de su aplicación en la cavidad
- No se pega al instrumento y es simple de modelar
- Obturar, polimerizar, elaborar – no se necesita ningún barniz
- Liberación de fluoruro
- Biocompatible
- Radiopaco
- Adecuado como alternativa para la técnica "composite bonded to flow" (técnica CBF) en cavidades profundas

Presentaciones

REF 1990 Polvo / líquido (12 grs. / 5 ml) A1, accesorios

REF 1991 Polvo / líquido (12 grs. / 5 ml) A2, accesorios

REF 1992 Polvo / líquido (12 grs. / 5 ml) A3, accesorios



VOCOfertás

Vigencia del 1 de abril al 30 de junio del 2025

1

Ionolux

Restauración fotopolimerizable



250% radiopacity

no conditioning

20 sec light-curing

3 shades

- Obturaciones clase: I, III y V.
- No pegajoso.
- No requiere barniz.

Contenido:

- Polvo 12 gr.
 - Líquido 5 ml.
- Ref. 1990 A1
1991 A2
1992 A3

Ahorro 22%

Precio normal \$2,060.00

promoción \$1,600.00

VER MÁS ►

Meron Plus QM

Cementación reforzado con resina

2



no conditioning

contains fluoride

5-10 sec light-curing

auto mix

Ideal para la fijación de:

- Coronas metálicas y libres de metal.
- Inlays, onlays, coronas, puentes y postes.
- Coronas construidas con alúmina pura o con núcleos de zirconio.

Contenido:

- 1 Jeringa 8.5 gr.
- Ref. 1727

Ahorro 20%

Precio normal \$1,800.00

promoción \$1,440.00

VER MÁS ►

oportunidades únicas

3

Ionobond Base



EVEflón Espátula



- Excelente adhesión química a la dentina y al esmalte.
- Biocompatibilidad segura.
- Liberación de flúor continua.
- Alta resistencia compresiva transversal.
- Baja solubilidad.
- Expansión térmica similar al diente.

Contenido:

- Polvo 10 gr.
 - Líquido 15 ml.
- Ref. 1083

Ahorro 40%

Precio normal \$1,770.00

promoción \$1,060.00

VER MÁS ►

4

Meron Combipack Cementación



EVEflón Espátula



- Baja solubilidad en la boca.
- Baja acidez.
- Excelente biocompatibilidad.

Contenido:

- Polvo 35 gr.
 - Líquido 15 ml.
- Ref. 1086

Ahorro 50%

Precio normal \$1,970.00


promoción \$985.00

VER MÁS ►



Rebilda DC

Reconstrucción adhesiva de muñones sobre dientes vitales y no vitales.
Fijación de postes radiculares de composite reforzados con fibras.
Colocación del poste y reconstrucción de muñón en un solo paso.



VER MÁS ►

Jeringa QM

5



Contenido:
■ Jeringa 10 gr.
Ref. 1403 - 04

Ahorro
25%

Precio normal \$2,200.00
promoción \$1,650.00

Rebilda® / Post

6



Rebilda® Post system

Set completo para el tratamiento post-endodóntico de postes de fibra de vidrio.

- Todos los materiales en el set están adaptados uno al otro.
- Colocación del poste y reconstrucción de muñón en un solo paso.

Contenido:

- 15 postes: 5 c/uno 1.2 mm; 1.5 mm; 2.0 mm.
 - 3 fresas: 1 c/una 1.2 mm; 1.5 mm; 2.0 mm.
 - Rebilda DC QM 10 gr.
 - 15 Futurabond DC SD.
 - Ceramic Bond (silano).
 - Accesorios.
- Ref. 1771


oportunidad
única

Ahorro
23%

Precio normal \$11,540.00
promoción \$8,880.00

VER MÁS ►

7



Rebilda® Post

Contenido:

- Repuesto.
 - c/5 postes.
- Ref. 1772-73-74-75

última
oportunidad

Ahorro
20%

Precio normal \$1,960.00
promoción \$1,560.00

8

Set



Contenido:

- Set de 5 jeringas 4 gr.:
- A1, 2 x A2, A3 y B2.
- Ref. 2602

A



Futurabond U
c/50 SD

Adhesivo
a elección



Futurabond DC

GrandOSO

1 Jeringa 4 gr. A2

+

GrandOSO
Heavy Flow

1 Jeringa 1 gr. A3

+



Crema

oportunidad
única

Precio normal \$12,530.00
promoción \$7,790.00

Ahorro
37%




GrandOSO
¡Como el diente!



Material de restauración
NANO-HÍBRIDO universal

Utilizable universalmente para las más altas exigencias
en el área de los dientes anteriores y posteriores.



Frank J. Milnar, DDS

nanohybrid technology	89% w/w	class I-V restorations	320% radiopacity	10-20 sec light-curing	shrinkage 1.6%	17 Shades
-----------------------	---------	------------------------	------------------	------------------------	----------------	-----------

9

Jeringas 3x2*

última
oportunidad



Contenido:

- 3 jeringas de 4 gr. c/u.
- Una de cada color.
- Ref. 2610-11-20

Precio normal
~~\$5,730.00~~

promoción
\$3,820.00

Ahorro
33%

VER MÁS

10



GrandiOSO Flow

última oportunidad

Material de restauración nano-híbrido fluido y universal.

Contenido:

- 2 Jeringas de 2 gr.
- Ref. 2722-2737

Ahorro 25%

Precio normal \$2,2700.00

promoción \$1,800.00



VER MÁS ▶

Restauración

11



4Profluorid Varnish®
Single Dose



Dr. Jan-Erik Schulz-Walz, Hamburgo

AMARIS® Gíngiva

Material de restauración de alta estética en colores de la gíngiva

Solución estética y funcional para cavidades y defectos cuneiformes en áreas cervicales expuestas por recesión gingival.

Contenido:

- 1 jeringa 4 gr. color base "nature".
 - 3 jeringas 1.2 gr. color opaco: white, light, dark.
- Ref. 1970

Ahorro 23%

Precio normal \$5,825.00

promoción \$4,440.00



VER MÁS ▶

12



Grandi Seal



1 Jeringa 2 gr.

4Profluorid Varnish®
Single Dose

Twinky Star

oportunidad única

Material de restauración en dentición primaria de colores brillantes.

- Simple y rápida aplicación.
- Sobresaliente pulido.

Contenido:

- Set 40 Caps dif. colores
 - + colorímetro
- Ref. 1680

Ahorro 25%

Precio normal \$5,100.00

promoción \$3,840.00



VER MÁS ▶

Dentición primaria

13



SE Autograbado

última
oportunidad

Contenido:

- 1 Jeringa QM 5 gr.
 - Colores: U - T - WO.
- Ref. 1785-86-87

Precio normal \$1,550.00

promoción \$1,395.00

Ahorro
10%



no
conditioning

VER MÁS ►

Bifix

Sistema de fijación curado DUAL,
con mínimo grosor de película de 10 µm para
un ajuste exacto, sin incrementos de la mordida.

20 sec
light-curing

DC
dual-curing

14



QM Set

oportunidad
única

Contenido:

- Bifix QM jeringa 10 gr.
 - Futurabond DC
 - Ceramic Bond (Silano)
 - Accesorios
- Ref. 1217

Precio normal \$5,570.00

promoción \$4,440.00

Ahorro
20%

3
shades

auto
mix

VER MÁS ►

15



Structur Premium

Material para la fabricación de coronas, puentes,
inlays y onlays provisionales

Contenido:

- 1 Cartucho 75 gr.
 - Accesorios
- Ref. 1712-18

oportunidad
única

Provicol

Cemento provisional para fijaciones,
libre de eugenol con hidróxido de
calcio

Contenido:

- 2 x 25 gr.
- Ref. 1075

Precio normal \$4,150.00

promoción \$2,995.00

Ahorro
27%

SC
self-curing

temporary


auto
mix

7
shades

VER MÁS ►

16

Clip/F tripack



Material de restauración fotopolimerizable para tratamientos provisionales

- Fácil de colocar - fácil de retirar en una pieza.
- Se mantienen los márgenes de la preparación.
- Resistente e impermeable a la saliva.
- Sirve especialmente para la técnica inlay / onlay.

Contenido:

- 3 Jeringas 4 gr.
- Ref. 1283-85

última oportunidad

Ahorro 20%

Precio normal \$2,060.00

promoción \$1,640.00

VER MÁS ▶

contains fluoride

20-40 sec light-curing

Resistente a la saliva

temporary

Provisionales

17

Futurabond U

Adhesivo universal de curado dual.
Muy amplio espectro de indicaciones:
un bond para todos los casos.



Contenido:

- 50 Single Dose
- Accesorios
- Ref:1571

última oportunidad

Ahorro 17%

Precio normal \$3,190.00

promoción \$2,640.00

VER MÁS ▶

total-etch

10 sec light-curing

self-etch

DC dual-curing

Adhesivo

18

Ufi Gel® hard C

Rebase duro, sin olor, sin sabor y sin exotermia.



- Prótesis totales o parciales.
- Alargamiento de los bordes de las prótesis.
- Tan fácil como tomar una impresión.
- Estético, buena compatibilidad y alta comodidad.
- Capas nuevas pueden ser añadidas a cualquier hora.

Contenido:

- 1 cartucho 80 gr.
- Adhesivo 10 ml.
- Accesorios
- Ref. 2215

Precio normal \$4,220.00

promoción \$3,350.00

Ahorro 20%

SC self-curing

auto mix

Rebases

19




oportunidad
única

Profluorid Varnish® Single Dose

Barniz con fluoruros para la desensibilización de los dientes (NaF al 5%)

- Tratamiento de dientes hipersensibles.
- Sellado de los túbulos dentinarios.
- Excelente adhesión hasta en superficies húmedas.
- Barniz del color del diente con agradables sabores.
(NaF \approx 22.600 ppm fluoruro)



Contenido:
▪ 48 Single Dose
Ref. 2225

Precio normal ~~\$3,140.00~~
promoción \$2,500.00

20

Lot
Nuevo




Bifluorid 10

Laca fluorídica para el tratamiento de toda clase de hipersensibilidades.

Contiene el 5% de fluoruro sódico (corresponde a 22.600 ppm) y el 5% de fluoruro de calcio.

- Contenido:**
- Frasco 4 gr.
 - Solvente frasco 10 ml.
- Ref. 1615

última
oportunidad



Precio normal ~~\$1,875.00~~
promoción \$1,500.00

21




Remin Pro

oportunidad
única

Agente de remineralización con flúor (1,450 ppm), hidroxiapatita y xilitol.

Utilizable todos los días y especialmente apropiado para el uso en casa.

- **Sabores:** Fresa, melón y menta.



Contenido:
▪ 1 Tubo 40 gr.
Ref. 2003 -05

Precio normal \$490.00
promoción \$360.00



VER MÁS ▶



Grandio



Propiedades EXCELENTES para restauraciones duraderas



VER MÁS ▶

22



Set

oportunidad única



Futurabond DC
Adhesivo



Easy Glaze
Sellador

Contenido:

- Set de 5 jeringas 4 gr.:
- A1, 2 x A2, A3 y B2.
- Ref. 2916

Precio normal \$10,150.00

promoción \$6,590.00



23



Triset

oportunidad única



Grandio
Heavy Flow

1 Jeringa 1 gr. A3

Contenido:

- 3 jeringas:
4 gr. A1, A2, A3.
- Solobond M 4 ml.
- Vococid.
Ref. 1802



Precio normal \$5,880.00

promoción \$3,930.00

24



Dr. Clarence Tam

FinalTouch

Material de caracterización fotopolimerizable

Indicaciones:

- Restauraciones con composite directas e indirectas.
- Recubrimiento cromático de pigmentaciones del diente.
- Carillas CAD/CAM realizadas en el consultorio.

Contenido:

- Set jeringas 5 x 1.5 gr. (blanco, azul, amarillo, naranja, marrón) y accesorios. Ref. 2321

NDT
non dripping
technology

20 sec
light-curing

5
Shades

oportunidad
única

Precio normal \$4,530.00

promoción \$3,600.00


Ahorro
20%

VER MÁS ►

Solo **CINCO**
para hacer match!




Próximamente
¡Espérala!



Admira Fusion 5 –
Simplemente más rápido.
Simplemente estético.

Cubra los 16 colores VITA® con sólo 5 Cluster Shades





copidental.com

Domicilio:

Av. Américas no. 122 Col. Americana,
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.

Teléfonos:

33 1377 6191 / 33 1377 6192

Ventas:

 33 3576 0125

Web:

 copidental.com

 Copidental

 Copidental