

CPI dental

copidental.com

CATÁLOGO
 **MDC**[®]
DENTAL





MIDAS

Digital Press Stereolithography (DPS)

PATENTED

Midas es la solución definitiva para la fabricación de restauraciones en clínica. Utiliza la tecnología Digital Press Stereolithography (DPS) para imprimir materiales de alta viscosidad.

Rápido

Primera prensa digital

Fácil

Diseño con AI y sin mantenimiento

Revolucionario

Viscosidad Independiente



Pro2

Pro 2 es una impresora 3D dental de última generación que ofrece una precisión y un rendimiento sin precedentes. Con la tecnología Optical Panel, pendiente de patente, y luz UV-A de 385 nm, Pro 2 es la impresora 3D más avanzada que hemos fabricado nunca.

3x

Precisión

15+

Flujos de trabajo compatibles

4x

Rendimiento

Redefiniendo la experiencia de escaneo

BLZ Dental

BLZ Technology (Wuhan) Co., Ltd.

Escáner Intraoral

INO200



Rápida Velocidad de Escaneo

Escaneo de arco completo en 30 segundos



Mayor Precisión

Algoritmos optimizados para una exactitud y precisión superior



Calentamiento instantáneo

Enciende y escanea de inmediato



Modelo 3D con color real

Visualización con color y textura auténticos.



Plataforma
en la nube



Nueva Generación de Impresoras 3D



ELEGOO

- A** RESINA MODELO UV NARANJA 500 GR **\$599.00**
- B** RESINA CALCINABLE UV VERDE 500 GR **\$685.00**
- C** UNIDAD DE CURADO Y LAVADO MERCURY PLUS 2.0 **\$2,326.00**
- D** NUEVA MARS 5 ULTRA 9K **\$8,199.00**
- E** NUEVA SATURN 4 ULTRA 16K **\$12,013.00**
- F** UNIDAD DE CURADO Y LAVADO MERCURY XS **\$3,236.00**



- NUEVA MARS 5 ULTRA 9K
- UNIDAD DE CURADO Y LAVADO MERCURY PLUS 2.0
- RESINA MODELO UV NARANJA 500 GR

\$10,525.00



- NUEVA SATURN 4 ULTRA 16K
- UNIDAD DE CURADO Y LAVADO MERCURY PLUS 2.0
- RESINA MODELO UV NARANJA 500 GR

\$15,249.00

Antivet®

Kit para limpieza del esmalte dental



ANTIVET®

ACTÚA DIRECTAMENTE **SOBRE LAS MANCHAS** EN LOS DIENTES CAUSADAS POR FUMAR, BEBER Y FLUOROSIS DENTAL.

Descubre tu Sonrisa

- ✓ KIT ANTIVET +
- ✓ 2 Mascarillas Wident (Blanco y Rosa)

PRECIO
\$930

Kit Antivet contiene:

- Solución para limpieza (10 ml)
- Solución neutralizante (10 ml)
- 1 Pinza

- 1 Godete
- 5 Diques de hule
- 1 Instructivo



Antes



Después



Para exclusivo
de odontólogos

kuraray

EMPRESA
INNOVADORA
DEL AÑO



PROMOCIÓN

EN LA COMPRA DE CUALQUIER
RESINA KURARAY

GRATIS
2 FRESAS



228-0676 228-1074

RESINAS CLEARFIL

PRECIO
\$785



RESINA CLEARFIL

AP-X ES-2
[Cualquier Color] 3.6g / 2.0 ml

PRECIO
\$350



RESINA CLEARFIL

AP-X ESTHETIC FLOW TRIAL
[A2, A3] 0.9 g / 0.5 ml

PRECIO
\$785



RESINA CLEARFIL

AP-X ES-2 TONOS UNIVERSALES
[U, UW, UL, UD] 3.6 g / 2.0 ml

PRECIO
\$785



RESINA CLEARFIL

AP-X ES-2 TONOS UNIVERSALES TRIAL U
1.2 g / 0.7 ml

PRECIO
\$890



RESINA CLEARFIL

AP-X ES-2 SYRINGE INTRODUCTORY KIT
1 Jeringa color A2, } 1.2g / 0.7ml c/u
1 jeringa color A2E, }
1 jeringa color A2D }

PRECIO
\$890



RESINA CLEARFIL

AP-X ESTHETIC FLOW
[Cualquier Color] 2.7 g / 1.5 ml

*Precios con IVA INCLUIDO



PRECIO
\$3,370

RESINAS Y ADHESIVO CLEARFIL

- 3 Resinas Clearfil AP-X ES-2 3.6 gr/2.0 ml (Cualquier color)
- 1 Adhesivo Clearfil TRI-S Bond Universal Quick 5ml

CLEARFIL™
S³ BOND Universal

AHORA ES
Quick



PRECIO
\$3,495

CEMENTACIÓN DE POSTES DC CORE Y ADHESIVO CLEARFIL

- 1 Clearfil DC CORE PLUS 17.9g / 9ml (DENTIN)
- 1 Adhesivo Clearfil TRI-S Bond Universal Quick 5ml



PRECIO
\$990

RESINAS Y ADHESIVO CLEARFIL

- 1 Resina Clearfil AP-X ES-2 Cualquier color
- 1 Adhesivo Clearfil Universal Quick TRI-S Bond *Trial 1ml



PRECIO
\$3,590



ADHESIVO CLEARFIL SE BOND KIT

- 1 Clearfil SE Bond frasco (5 ml)
- 1 Clearfil SE Bond Primer frasco (6 ml)
- 1 Porta pincel.
- 1 Loceta de mezclado.
- 1 Cubierta para el bloqueo de luz.
- 1 Caja para frasco externa.
- 50 puntas de pincel en 2 paquetes.



(Presentación 5 ml)

PRECIO
\$3,150

ADHESIVO CLEARFIL TRI- S BOND UNIVERSAL QUICK

- Value Pack:
3 Universal tri-S Bond (5ml)



ADHESIVOS CLEARFIL



(Presentación 2.5 ml)



(Presentación 3 ml)



ADHESIVO CLEARFIL SE BOND Half Kit RESINA CLEARFIL

PRECIO
\$1,990

- 1 Clearfil SE Bond (2.5 ml)
- 1 Clearfil SE Bond Primer (3 ml)
- AP-X ESTHETIC FLOW TRIAL (A2, A3) 0.9 g / 0.5 ml



(Presentación 1.25 ml)



(Presentación 1.5 ml)

ADHESIVO CLEARFIL SE BOND Kit Introductorio

PRECIO
\$970

- 1 Clearfil SE Bond (1.25 ml)
- 1 Clearfil SE Bond Primer (1.5 ml)



(Presentación 5 ml)



ADHESIVO CLEARFIL UNIVERSAL QUICK TRI- S BOND

PRECIO
\$1,210

- 1 Universal tri-S Bond (5ml)



(Presentación 1 ml)

ADHESIVO CLEARFIL UNIVERSAL QUICK TRI- S BOND

PRECIO
\$299

- 1 Universal tri-S Bond (1ml)



PANAVIA V5 KIT PROFESSIONAL + DISCOS SOFLEX MIX

Contiene:

· 1 Jeringa Universal A2, (4.2 gr / 2.4 ml), · 1 Jeringa Clear (4.2 gr / 2.4 ml), · 1 Jeringa Brown A4, (4.2 gr / 2.4 ml), · 1 Jeringa White (4.2 gr / 2.4 ml) · 1 Jeringa Opaque (2.4 ml), · 1 Try-in Paste Universal A2 (1.8 ml), · 1 Try-in Paste Clear (1.8 ml), · 1 Try-in Paste Brown A4 (1.8 ml), · 1 Try-in Paste White (1.8 ml), · 1 Try-in Paste Opaque (1.8 ml), · 1 Tooth Primer (2.0 ml), · 1 Clearfil Ceramic Primer Plus (2.0 ml) · 1 K- etchant Syringe (3.0 ml), · 50 Cepillos aplicadores (plata), · 1 Loceta de mezclado, · 20 Needle tips.

Discos SOFLEX MIX



PANAVIA ESTÁNDAR KIT + Silicón Light Body Universal A2 o Clear

Contiene:

· 1 Jeringa Universal A2, (8.1 gr / 4.6 ml), · 1 Tooth Primer (2.0 ml), · 1 Clearfil Ceramic Primer Plus (2.0 ml), · 1 K- etchant Syringe (3.0 ml), · 15 Mixing tips, · 5 pcs. Endo tips, · 50 Cepillos aplicadores (plata)
+ Edge Silicón dental light body

ADHESIVE RESIN CEMENT SYSTEM
PANAVIA™ V5
SIMPLE Y ESTÉTICO | EL CEMENTO PARA TODAS LAS RESTAURACIONES



PRECIO
\$3,290

PANAVIA V5 INTRODUCTORY KIT Universal A2 o Clear

Contiene:

· 1 Jeringa Universal A2, (2.4 ml), · 1 Tooth Primer (2.0 ml)
· 1 Clearfil Ceramic Primer Plus (2.0 ml), · 1 K- etchant Syringe (3.0 ml)
· 10 Mixing tips, · 5 pcs. Endo tips, · 50 Cepillos aplicadores (plata)
· 1 Loceta de mezclado, · 20 Needle tips.

CEMENTO PANAVIA

Simple, limpio y versátil - **PANAVIA™ SA Luting Multi** es un cemento de resina autoadhesivo radiopaco que libera fluoruro y es de doble curado.

Curado por luz y/o auto-curado, adecuado para restauraciones de cerámica (porcelana, disilicato de litio, Zirconia, etc.), Resina compuesta y metal.

Dispone de dos opciones de entrega: Automix (mezcla automática de dos componentes a través de una punta mezcladora) y Handmix (mezcla manual de dos componentes en una paleta).



Gracias a los monómeros **MDP y LCSi**, proporciona un fuerte enlace químico con aleaciones metálicas, Zirconia, esmalte y dentina; así como porcelana, disilicato de litio y resina compuesta.

La nueva química de los monómeros **MDP y LCSi** ofrece una alta resistencia de adhesión y simplifica el proceso al eliminar pasos adicionales como la aplicación de un primer.

PRECIO
\$790



PANAVIA SA Luting MULTI
Automix minipack

· Minipack Traslucet o color A2 (2.80 g / 1.6 ml)

PRECIO
\$1,490



PANAVIA SA Luting MULTI Handmix

· Traslucet o color A2 (9.20 gr / 5ml)

PRECIO
\$625



PANAVIA SA Luting MULTI Handmix Minipack

· Minipack Traslucet y A2 (2.20 g / 1.2 ml)



SILICONES



PRECIO
\$1,170

MASILLA PUTTY

(Fast o Regular)

- Catalizador c /450 g
- Base c /450 g
- 2 cucharas medidoras

SILICONES EDGE

Aplica en Light, Regular, Heavy o Bite
· Caja con 2 Cartuchos de 50 ml c/u 12 Puntas

PRECIO
\$730



PRECIO
\$220

Punta Intra Oral
BOLSA CON 100 PIEZAS



PRECIO
\$220

Cánula Amarilla
Genérica



PRECIO
\$430

Pistola
Dispensadora 1:1
p / Silicones

ALGINATOS

Material Premium de Impresión



Biojel Tipo I y II	Caja de 10	\$990.00	Bolsa	\$99.00
Maxprint Tipo I y II	Caja de 10	\$1,250.00	Bolsa	\$125.00
Maxprint Chromatic Tipo I y II	Caja de 10	\$1,250.00	Bolsa	\$125.00
Maxprint Cyan Tipo I y II	Caja de 10	\$1,450.00	Bolsa	\$145.00

*Precios con IVA INCLUIDO

BISACRYL NIC TONE



Bisacryl Nic Tone®

es una Resina Bisacrílica autopolimerizable,
excelente para elaborar todo tipo de
provisionales dentales:

- Inlays · Onlays
- Carillas
- Puentes
- Coronas parciales o totales
- Mock-up.

BISACRILATO

PRECIO
\$1,690

BISACRYL NICTONE

- 1 cartucho 76 g
- 10 puntas Mezcladoras,
- 1 Instructivo
- Tonalidades: Bleach, A1, A2.



PRECIO
\$430

Pistola Dispensadora

10:1 P / Bisacrilato

Wident

LÍNEA HIGIENE



Campos dentales

BOLSA
C/ 50 piezas

PRECIO
\$49

Disponible en:


- Color Rosa, Azul, Gris y Colores Combinados
- Bolsa con 50 piezas
- Precio \$49 Pesos

- Color Negro
- Bolsa con 50 piezas
- Precio \$ 53 Pesos



Gasa Wident No tejida
• Contenido Caja con 25 paquetes
C/200 piezas

PRECIO
\$575



Barrera Protectora rollo
• Azul, rosa y verde

PRECIO
\$225



Desinfectante Wident
• Contenido 323G/400ML

PRECIO
\$69



PIEZAS DE MANO

REDEFINE LA **PRECISIÓN** CON WIDENT



297-0001
PIEZA DE ALTA
CON LUZ LED
MOD. CX207-F

PRECIO
\$2,148



297-0003
PIEZA DE ALTA
3 salidas de Agua
MOD. CX207-W

PRECIO
\$1,092



297-0005
PIEZA DE ALTA
1 salida de Agua
MOD. CX207

PRECIO
\$ 858



297-0030
CONTRA ÁNGULO
1:1
MOD. CX235C1

PRECIO
\$690



297-0031
CONTRA ÁNGULO
RECTO 1:1
MOD. CX235-2A

PRECIO
\$690



297-0010
PIEZA DE BAJA
con irrigación externa
MOD. CX235-3F

PRECIO
\$1,128



297-0045
KIT UNA PIEZA (BOTA FRESA)
una Pieza Baja 235-A
MOD. CX207

PRECIO
\$3,150



297-0040
KIT DOS PIEZAS DE ALTA
Push button y una Pieza Baja 235-A
MOD. CX207

PRECIO
\$4,668

*Aplican Restricciones y
sujeto a disponibilidad

*Precios con IVA INCLUIDO

PROTECCIÓN TOTAL,
SIEMPRE CON

Wident

MASCARILLA DE
3 CAPAS



· Azul



· Rosa



· Verde Agua



· Lila



· Blanco

¡Nuevos colores
metalizados
en guantes de nitrilo!

COLORES DISPONIBLES

Guantes de Látex Natural de Alta Calidad
Natural, Verde, Azul Oscuro y Negro



Guantes de Nitrilo Sintético 100%.

Metálicos: Rosa, Violeta, Plateado y Dorado,
Rosa, Azul, Verde, Azul aciano, Violeta y Negro



Guantes con
colores
metalizados

PRECIO
\$120

Guantes
de latex
natural

PRECIO
\$110

Guantes
de latex
color

PRECIO
\$115

Guantes
de nitrilo

PRECIO
\$105

*Precios con IVA INCLUIDO





H E C H O E N A L E M A N I A



HORICO®
ES CALIDAD Y CONFIABILIDAD MÁXIMA
PARA UN TRABAJO DE GRAN PRECISIÓN.

Alta densidad de diamante que garantiza un rendimiento y una vida útil prolongada, Máxima precisión en la producción, consistencia de forma.

HORICO® combina precisión y larga vida en sus productos al mismo tiempo que ofrece una máxima relación calidad-precio.

PROMOCIÓN

EN LA COMPRA DE CUALQUIER RESINA

kuraray

GRATIS
2 FRESAS

*Consulta modelos
participantes



FRESAS

228-1074
228-0676

AquaCare

ODONTOLOGÍA SIN CONTACTO

- Limpio - Poderoso - Ilimitado -



AquaCare utiliza tecnología innovadora para ofrecer un procedimiento de limpieza cómodo y rápido mediante el uso fino chorro fluido combinado con una pequeña cantidad polvo dirigido hacia los dientes a tratar. La caries se elimina cómodamente sensación mínima, dejando material dental sano sin alteraciones.

PRECIO
\$85,900



AquaCare Doble

Color: Blanco o negro

PRECIO
\$59,900



AquaCare Sencillo

Color: Blanco



"Limpieza de los restos de composite y preparación de la superficie dentinaria para la adhesión". **Dr. Ivan Raychev**



"Siempre termino con 29µm de óxido de aluminio y Sylc"..
Dr. Thomas Taha

Noritake

LA PORCELANA JAPONESA
DE MAYOR PRESTIGIO EN EL
MUNDO



- ✓ Alta estética con **4 capas cromáticas** y fluorescencia natural
- ✓ No se fractura **ni cambia color** tras varios horneados
- ✓ Ideal para laboratorios que buscan **calidad premium** y consistencia en resultados
- ✓ **Compatible** con metales nobles y no preciosos

kuraray *Noritake*



PRECIO
\$ 620

ACRILICO NORMAL NICTONE 500 gr
2 tabletas de Dientes ISOTEK 4 Capas
(cualquier modelo y color)



PRECIO
\$2,590

ACRÍLICO NORMAL NICTONE 2.5KG
4 tabletas de Dientes ISOTEK 4 Capas (cualquier
modelo y color)



nic tone
Dique de Hule

PRECIO
\$ 403

DIQUE SINTÉTICO



Confident

PRECIO
\$ 340

**CERA ORTODÓNTICA
SIN SABOR – PRECORTADA**



*Precios con IVA INCLUIDO



UTML

Ultra Translucent Multi Layered

(51% TRANSLUCIDEZ) (557 MPa Fuerza Flexural)

14 mm **\$2,565**

18 mm **\$3,167**

22 mm -- **\$3,621**



LT

Low Translucent

(31% TRANSLUCIDEZ) (1,125 MPa Fuerza Flexural)

14 mm **\$2,565**

18 mm **\$3,167**



STML

Super Translucent Multi Layered

(49% TRANSLUCIDEZ) (748 MPa Fuerza Flexural)

14 mm **\$2,565**

18 mm **\$3,167**

22 mm -- **\$3,621**



HTML

High Translucent Multi Layered

(45% TRANSLUCIDEZ) (1,150 MPa Fuerza Flexural)

14 mm **\$2,565**

18 mm **\$3,167**

22 mm -- **\$3,621**



YML

Yttria Multi Layered

(49% TRANSLUCIDEZ) (1,110 MPa Fuerza Flexural)

14 mm **\$2,821**

18 mm **\$3,483**

22 mm -- **\$3,983**



HT

High Translucent

(43% TRANSLUCIDEZ) (1,125 MPa Fuerza Flexural)

14 mm — **\$2,087**

18 mm — **\$2,541**

22 mm — **\$2,814**

DISCOS DE ZIRCONIA

PARA COLOREAR | HT

10 mm / Blanco	_____	\$678.⁵⁰
12 mm / Blanco	_____	\$828.⁰⁰
14 mm / Blanco	_____	\$954.⁵⁰
16 mm / Blanco	_____	\$1,058.⁰⁰
18 mm / Blanco	_____	\$1,115.⁵⁰
20 mm / Blanco	_____	\$1,161.⁵⁰
22 mm / Blanco	_____	\$1,368.⁵⁰
25 mm / Blanco	_____	\$1,537.⁵⁵
95-14 mm / Blanco ZIRKONZAHN	_____	\$793.⁵⁰
95-18 mm / Blanco ZIRKONZAHN	_____	\$954.⁵⁰

MONOLÍTICOS PMMA

98.5 X 14 mm / Color	_____	\$494.⁵⁰
98.5 X 14 mm / Transparente	_____	\$529.⁰⁰
98.5 X 18 mm / Color	_____	\$569.²⁵
98.5 X 18 mm / Transparente	_____	\$799.²⁵
98.5 X 20 mm / Color	_____	\$828.⁰⁰
98.5 X 20 mm / Transparente	_____	\$908.⁵⁰

MULTICAPAS PMMA

98.5 X 12 mm	_____	\$1,483.⁵⁰
98.5 X 14 mm	_____	\$1,863.⁰⁰
98.5 X 18 mm	_____	\$1,972.²⁵
98.5 X 20 mm	_____	\$2,058.⁵⁰

PROMOCIÓN

10+1

**Compra 10 DISCOS PMMA y
llévate 1 completamente GRATIS**



MONOLÍTICO | ST

14 mm / Precoloreado	_____	\$1,138.⁵⁰
16 mm / Precoloreado	_____	\$1,311.⁰⁰
18 mm / Precoloreado (A1)	_____	\$1,462.⁸⁰

STML

14 mm / Multicapas / Super Translúcido	_____	\$1,253.⁵⁰
16 mm / Multicapas / Super Translúcido	_____	\$1,357.⁰⁰
18 mm / Multicapas / Super Translúcido	_____	\$1,426.⁰⁰
20 mm / Multicapas / Super Translúcido (A1)	_____	\$1,518.⁰⁰

TOP TRASLÚCIDO TTML

14 mm / Multicapas / Translúcido	_____	\$1,667.⁵⁰
16 mm / Multicapas / Translúcido	_____	\$1,828.⁵⁰
18 mm / Multicapas / Translúcido	_____	\$2,121.⁷⁵
20 mm / Multicapas / Translúcido	_____	\$2,518.⁵⁰
22 mm / Multicapas / Translúcido	_____	\$2,633.⁵⁰

¡Descubre los innovadores *discos de disilicato de litio* de HASS
y revoluciona tus restauraciones dentales!

Amber® Mill



276-0750

DISCO DISILICATO DE LITIO ROSETTA HT P98 X10 (todos colores)

PRECIO
\$7,245

Rosetta® SM



276-0760

DISCO DISILICATO DE LITIO ROSETTA HT P98 X12 (todos colores)

PRECIO
\$7,245

276-0780

DISCO DISILICATO DE LITIO AMBER P98 X10 (todos colores)

PRECIO
\$8,250

276-0785

DISCO DISILICATO DE LITIO AMBER P98 X12 (todos colores)

PRECIO
\$8,250

Amber® Mill DIRECT

PRECIO
\$2,990



Functionally Gradient Lithium Disilicate CAD/CAM Blocks

Amber® Mill **DIRECT**



**Logra Restauraciones Indirectas
desde tu consultorio en un solo día**

Amber Mill Direct es un bloque vitro-cerámico fresable
con base de Disilicato de Litio, para restauraciones dentales
que **no requiere cristalización.**



ROSETTA SM

Caja c/ 5 Bloques, HT, LT, MO - Tamaño C14
• Tonos: A1, A2, A3, A3.5, C1, B1, B2, W1, W2, W3, W4

PRECIO
\$2,030

Caja c/ 3 Bloques, HT, LT - Tamaño C32
• Tonos: A1, A2, A3, B1, W3, A1, A2, B1

PRECIO
\$3,450



AMBER MILL

Caja c/ 5 Bloques, - Tamaño C14
• Tonos: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, W1, W2, W3, W4

PRECIO
\$2,030

Caja c/ 3 Bloques, - Tamaño C32
• Tonos: A1, A2, A3, B1, B2, W3, W4

PRECIO
\$4,280



AMBER SP (PRESS)

Caja c/ 5 Pastillas: HT / MO / LT - Tamaño R10
• Tonos HT: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, W1, W2, W3, W4
• Tonos MO: M00, M01, M02, M03, M04
• Tonos LT: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, W1, W2, W3, W4

PRECIO
\$1,535




ROSETTA SP (PRESS)

Caja c/ 5 Pastillas: HT / MO / LT - Tamaño R10
• Tonos HT: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, W1, W2, W3, W4
• Tonos MO: M00, M01, M02, M03, M04
• Tonos LT: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W1, W2, W3, W4.

PRECIO
\$1,299

ISOTEK



- 4 Capas Cromáticas
- Dientes de Resina Premium
- Textura Natural y Realista
- Alta translucidez y Estética Superior

Perfección Multicapas para una Sonrisa Natural

Los dientes ISOTEK de 4 capas están diseñados para ofrecer un acabado superior con mayor profundidad y naturalidad en el color, replicando la complejidad de un diente natural.



PRECIO
\$145

*Precio por tableta

COMPRA 4
Y LLÉVATE DE REGALO 1

LÍNEA DE INVESTIMENTOS

■ MDC DENTAL

Precisión e Innovación para Resultados Superiores





PRECIO
\$1,100



INVESTIMENTO KELVIN AGUA PLUS

Investimento de Fosfato para Aleaciones de Cromo-Cobalto

Kit: 10 juegos



PRECIO
\$1,800



INVESTIMENTO KELVIN UNIVERSAL

Investimento de Fosfato para Aleaciones de Cromo-Cobalto

Kit: 10 juegos



PRECIO
\$2,750



INVESTIMENTO MICROFINE 1700

· Investimento Micro-fine 1700 bote 15 libras con 3 líquidos



PRECIO
\$2,990



INVESTIMENTO GALAXI II

· Investimento GALAXI II c/100 sobres de 100gr 4 Líquidos c/u



PRECIO
\$45

Caja plástica Organizadora Laboratorio

· Colores: Azul, Naranja, Blanco, Naranja, Rosa, Rojo, Amarillo, Morado, Verde, Gris



216-0010
Paralelómetro
· Marathon

PRECIO
\$6,990



205-0010
Articulador
cromado Rhino

PRECIO
\$125



202-0010
Dowel pins universal
22mm c/1000 03050

PRECIO
\$450



259-0120
Máquina para guardas
(VACUUM FORMER)
· Wident

PRECIO
\$2,450



202-0020
Dowel pins dorado
22mm c/1000 03055-2

PRECIO
\$450

CERA ROGSON WAX

Para Base Suave (Rojo),
Toda estación (Rosa),
Dura (Rosa)

1/2 Lb

PRECIO
\$95

Para Base Extradura
Dura (Rosa)

1/2 Lb

PRECIO
\$100



Rogson Wax



Caja 1/2 lb c/u

ACRÍLICOS

NIC TONE
CROSS LINKED



Acrílico Normal | NIC TONE

Presentación: 190 g	\$245
Presentación: 500 g	\$620
Presentación: 2.5 kg	\$2,590

Acrílico Rápido | NIC TONE

Presentación: 190 g	\$490
Presentación: 500 g	\$1,120
Presentación: 2.5 kg	\$5,150

Acrílico Normal | QUARZ

Presentación: 150 g	\$160
Presentación: 500 g	\$420
Presentación: 2.5 Kg	\$1,990

Acrílico Rápido | QUARZ

Presentación: 150 g	\$175
Presentación: 500 g	\$457
Presentación: 2.5 Kg	\$2,150

Líquido Normal | NIC TONE

Termocurable: 125 ml	\$93
Termocurable: 250 ml	\$160
Termocurable: 950 ml	\$435

Líquido Rápido | NIC TONE

Autocurable: 30 ml	\$58
Autocurable: 125 ml	\$107
Autocurable: 250 ml	\$169
Autocurable: 950 ml	\$510

*Promoción no Aplica en Tonos Ortodoncia



ACRÍLICOS ORTODONCIA

PRECIO
\$105

· Frasco (35 g)
*En cualquier color

ESTUCHE ORTODONCIA PROFESIONAL

PRECIO
\$2,180

Estuche Ortodoncia
Profesional 106-3010



PRECIO
\$510

ACRÍLICO FORZZA
Estuche



*Precios con IVA INCLUIDO



Smart Implant Solutions



En Smart Implant Solutions, no solo fabricamos
aditamentos dentales,
creamos confianza a largo plazo

>>>> **FLUJO DE TRABAJO
DIGITAL COMPLETO**

COMPATIBLE CON LA CONEXIÓN
PRINCIPAL DEL IMPLANTE

MX THINK DIGITAL
exocad

Los implantes y componentes premium

PALTOP se fabrican con equipo de última generación y cuentan con empaque protector de diseño único y de calidad superior en el que el implante solo entra en contacto con el titanio, asegurándose de que los implantes se entregan limpios y libres de cualquier contaminación.

PALTOP es mundialmente reconocida por la continua introducción de productos de vanguardia con los más altos estándares de calidad.



SCIENCE MEETS INNOVATION

LA LÍNEA DE **IMPLANTES DENTALES** DE VANGUARDIA



Fabricados con los más altos estándares de **calidad** y **excelencia**, con garantía de 10 años en boca.

CERTIFICADOS





copidental.com

Domicilio:

Av. Américas no. 122 Col. Americana,
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.

Teléfonos:

33 1377 6191 / 33 1377 6192

Ventas:

 33 3576 0125

Web:

 copidental.com

 Copidental

 Copidental