

**C**  **PI** dental

[copidental.com](http://copidental.com)

CATÁLOGO

**ONIPO**  <sup>®</sup>



**Eurosonic E4D**  
Tina de ultrasonido digital



IDN  
**Gratis**

- 6 programas preestablecidos. 4 fases que garantizan la limpieza.
- Potencia de 370 W.

Ref. 113152  
**\$23,000.00**

**VER MÁS ►**

**6 MSI**  
ó **-10%**  
pago de contado

**Eurosafe Smart**  
Termo-desinfectadora



Sanifizer 1 lt.  
**Gratis**

Limpia y seca en un proceso rápido, automatizado, repetible y rastreado.

Ref. 113010

**oportunidad única** Infinity



La calidad de los materiales y el diseño robusto, la hacen prácticamente indestructible.

Ref. 108146  
**\$14,000.00**

**VER MÁS ►**

**Termoselladoras**


- Sellado de 12 mm.



**Gratis**

3 rollos:  
5, 7.5 y 10 cm.  
de 200 mts.

**Euroseal**



Con portarrollos especial patentado, regulable en altura y profundidad.

Ref. 108203  
**\$17,000.00**

**VER MÁS ►**

**Rollos para esterilizar**



▪c/200 mts.

5	20
7.5	25
10	30
15	40

**Ahorro**  
**15%**

Implantes

▪c/100 mts.	20 x 5
	25 x 5
	25 x 6.5
	cm.

\*Aplica sobre precio regular.

**VER MÁS ►**

**Kit Implantología**



Contenido:

- 3 batas.
- 3 gorros.
- 3 cubrebocas.
- 4 campos quirúrgicos.
- 2 toallas seca manos.

Ref. 270105  
**\$450.00**

**Cubrezapatos**



**\$180.00**

Impermeables.  
▪c/100 pzs. c/u.

**Gorro**



**\$280.00**

**Barrera de protección**



Contenido:  
▪ 10x15 cm.  
▪ c/1,200 pzs.

Ref. 269001  
**\$350.00**




**Eyectores de saliva**

Contenido:  
 ■ Bolsa c/100 pzs.  
 ■ 11 colores.  
**\$88.00**

**Quirúrgicos EM45**

Contenido:  
 ■ Caja c/20 pzs.  
 y 2 adaptadores.  
**\$700.00**




**Cubrebocas**

- Alta filtración.
- Libre de látex.
- Contenido: c/50 pzs.



**Clase 3**  
**\$160.00**



**Clase 4**  
**\$180.00**



**Graffiti**  
**\$210.00**

**Mini kit**



Contenido:  
 ■ 200 campos.  
 ■ 200 eyectores.  
 ■ 200 vasos.  
 ■ 2 fríos instantáneos.  
 ■ 50 cubrebocas.  
 ■ 100 gr. algodón.

**\$620.00**

Disponibles en  
 13 colores.



**Campos**

Contenido:  
 ■ c/500 pzs.  
 ■ 13 colores.

**\$590.00**

**Negro**



**\$650.00**



**Bip Up**

Autoadhesivo  
 Contenido:  
 ■ Caja c/150 pzs.  
 ■ 12 colores.  
**\$390.00**



**Infantil**

Contenido:  
 ■ c/100 pzs.  
**\$240.00**

**Lentes de protección**

**Zero**



**\$120.00**

**Evolution**



**\$350.00**

**Cube**



**\$350.00**

**Contemporary**



**\$400.00**



**Bandana de tela**

- 7 colores.
- Ref. 262001-11

**\$250.00 c/u**

**VER MÁS ►**

**Vasos Graffiti**



Papel  
 ■ c/50 pzs.  
**\$70.00**



Plástico  
 ■ c/100 pzs.  
**\$80.00**

**Eco biodegradables**



**Vasos**

■ c/100 pzs.  
**\$80.00**



**Spray Ice**

Frío para prueba de sensibilidad.

**-2°C**

Ref. 233001  
**\$440.00**



**Frío instantáneo**

Contenido:  
 ■ c/24 pzs.

**-1° C**

Ref. 23230020  
**\$550.00**



### M11

- Capacidad 24.6 litros.
- Ref. M11-040
- \$110,000.00

[VER MÁS ►](#)

### Autoclaves

- Certificado ASME.
- Garantiza el control de infecciones.
- 2 años de garantía.



### M9

- Capacidad 13.4 litros.
- Ref. M9-040
- \$90,000.00

[VER MÁS ►](#)



### CLEANER QC

Tina de ultrasonido



- Limpieza potente, 100 W.
- Tecnología frequency-leap.
- Sensor de fluidos
- Capacidad 4.5 litros.
- 2 años de garantía.

Ref. QC1  
\$29,000.00

[VER MÁS ►](#)

### Unidad Ultracomfort®

- Calidad, comodidad y elegancia.
- 10 años de garantía.

[VER MÁS ►](#)



### CV3R Bomba de vacío

- Hasta 3 unidades.
- Con recirculador de agua H2O.
- 5 años de garantía.



Ref. CV3R  
\$75,000.00

[VER MÁS ►](#)

### Compresor P21

Confianza. Seguridad. Eficiencia.



- Aire grado médico.
- Filtro coalescente de 0.01 µM.
- 1-3 unidades.
- 1.5 HP. / dBA 65 dB.
- 5 años de garantía.

Ref. P21  
\$140,000.00

[VER MÁS ►](#)

## CA® CLEAR ALIGNER Ortodondia invisible



### CA® PLANCHA

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3405.1	0.5	soft	\$300.00
3406.1	0.625	medium	\$330.00
3407.1	0.75	hard	\$360.00



### CA® PRO+ PLANCHA

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3644.1	0.5	soft	\$620.00
3645.1	0.625	medium	\$670.00
3646.1	0.75	hard	\$690.00



### CA® PLANCHA DE RETENCIÓN PD

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3438.1	0.75	largo	\$600.00
3440.1	1.0	plazo	\$650.00



### UNIQU+ PLANCHA

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3651.1	0.5	soft	\$550.00
3652.1	0.625	medium	\$570.00
3653.1	0.75	hard	\$590.00



### ISOFLAN Aislante.

Ref.	mm	c/ 10 pzs
3207.1	0.1 x 125	\$690.00



### BRUX CHECKER® Según Prof. Sato.

Ref.	mm	color	c/ 10 pzs
3209.1	0.1 x 125	rojo	\$980.00

Plancha para el tratamiento de bruxismo y disfunción craneomandibular.

## BIOSTAR 6 atmósferas



Ref. 3011.1

## Termo moldeado a presión

[VER MÁS ▶](#)

## BIOSTAR ALIGNER



Ref. 3030.1

Féculas con tornillo de expansión / retenedoras



Alineador



Cubetas individuales



Féculas indicadoras



Féculas de blanqueamiento



Protectores bucales deportivos

### BIOPLAST®

Protectores bucales deportivos, antibruxismo, posicionadores.



Ref.	mm	c/ 10 pzs
3270.1	1.0 x 125	\$330.00
3190.1	1.0 x 125	\$350.00
3183.1	1.5 x 125	\$420.00
3185.1	2.0 x 125	\$520.00
3187.1	3.0 x 125	\$600.00
3352-56 colores	3.0 x 125	\$600.00
3374.1	5 x 125	\$870.00



### DURAN®

Féculas miniplast, de descarga, coronas y puentes provisionales.

Ref.	mm	c/ 10 pzs
3411.1	.5	\$290.00
3409.1	.625	\$320.00
3413.1	.75	\$340.00
3415.1	1.0	\$370.00
3417.1	1.5	\$420.00
3419.1	2.0	\$500.00
3421.1	3.0	\$580.00



### COPYPLAST

Duplicador de modelos.

Ref.	mm	c/ 10 pzs
3177.1	.5 x 125	\$180.00
3169.1	.75 x 125	\$200.00
3179.1	1 x 125	\$230.00
3175.1	1.5 x 125	\$250.00
3181.1	2 x 125	\$280.00
3403.1C	1 x 125	\$320.00

### Jet Tooth Shade

Para elaboración de provisionales en acrílico



- 45 gr. Ref. 1410
- 1 x 30 ml. Ref. 1402
- 1 gotero Ref. 3100-1

**\$390.00**

### Kit 6x1



- Contenido:
- 6 x 45 gr.
  - Color 60-62-65 -69-77-81.
  - Líquido 118 ml.

Ref. 1493  
**\$1,900.00**



### Jet Set-4 Kit 6x1

Elaboración de provisionales en tan solo 4 minutos.



- Contenido:
- 6 x 45 gr.
  - Color: 62, 65, 69, 81, OM1.
  - Clear y líquido 118 ml.

Ref. 3893  
**\$2,150.00**

### Jet XR

Acrílico radiopaco especial para la elaboración de guías quirúrgicas.



- Contenido:
- 1 x 100 gr.
- XR opaco Ref. 4320-P  
XR sombra Ref. 4320-S

**\$690.00**

### Ortho-Jet Crystal

Acrílico de autocurado para aparatos ortodónticos.



- Contenido:
- Polvo 454 gr.
  - Líquido 236 ml.
  - Jet Seal 10 ml.
  - Liquid foil 30 ml.
  - Accesorios. Ref. 0234C
- \$1,450.00**

### Jet Seal

Lustrador y sellador p/acrílico.



- Contenido:
- 29 ml.
- Ref. 4102 **\$700.00**

### Aquapres

Sistema de alta presión hidráulica para eliminar burbujas en acrílicos autocurables.



Ref. 4905A  
**\$5,400.00**

**VER MÁS ▶**

### Flexacrilyl Soft/Hard

Material p/rebases.



- Contenido:
- Polvo 100 gr.
  - Líquido 118 ml.
  - Acrylic Primer. 10 ml.

Ref. Soft - 1123 / Hard - 0923  
**\$1,100.00 c/u**

# PREP START H<sub>2</sub>O



Único sistema de mínima invasión intraoral y micro cavitación, sin polvo gracias al agua. No requiere anestesia.

Ref. 91747  
\$84,000.00



# MACRO AB+

A



- Mayor confort.
  - Visibilidad única.
- Ref. 91556  
\$11,900.00

Evita el esparcimiento de partículas en la clínica.

# MICRO AB+

B



- Para espacios reducidos.
- Ref. 91010  
\$9,900.00

## Microetcher IIA



- Intraoral y extraoral.
  - Autoclavable.
  - Punta intercambiable.
- Ref. 22005  
\$5,800.00



**Gratis** Compra un Microetcher II ó IIA Óxido 50/90

## Microetcher II



- Intraoral y extraoral.
  - Punta autoclavable.
- Ref. 22000  
\$4,900.00

C



- Kit conector**  
Ref. 44000  
\$1,050.00

## Microphy B+



- Bicarbonato de sodio p/profilaxis.  
Ref. 17001  
\$650.00

**VER MÁS ▶**

## Óxido de aluminio



- 50 micrones. Ref. 15301
  - 90 micrones. Ref. 15201
  - 27 micrones. Ref. 80042A
- \$580.00 c/u

## Contact Matrix



- Contenido:  
▪ 2 anillos.  
▪ 50 bandas matriz.  
Ref. 90102  
\$1,040.00



Intro Contact Wedge

## ONIPaquetes

oportunidad única

- A + C** \$16,400.00  
**B + C** \$15,600.00



**WD**

**Con alcohol para superficies pequeñas, y piezas de mano.**



Contenido:  
 • Con 120 pzs.  
 Ref. 60030018

**\$180.00**

**Toallitas desinfectantes.**



**MK**

**Sin alcohol para superficies sensibles: unidad y lámpara.**

Contenido:  
 • C/70 toallas  
 + 750 ml.  
 Ref. 60030130

**\$760.00**



**M2**  
**Desinfección y desodorización de sistemas de aspiración.**



Contenido:  
 • 2 x 500 ml.  
 + dispensador

Ref. 60010201  
**\$4,400.00**



**Fresero**



P/desinfección.  
 Ref. 40200013  
**\$450.00**

**100% biodegradables. Sin aldehídos, ni fenoles**

**IDN**

**Pretratamiento desinfectante de instrumentos dentales**



- Único capaz de descarbonizar el instrumental.
- No es corrosivo.
- Seguro y eficiente.

Contenido:  
 • 1 x 500 ml.  
 Ref. 112000013

**\$590.00**

**VER MÁS ►**

**MB**

**Desinfectante enzimático para escupideras.**



- RINDE 500 aplicaciones.

Contenido:  
 • 1 x 500 ml. y cepillo.  
 Ref. 112000031

**\$690.00**

**VAC-TAK™**

**Kit para colocación de carillas**



Contenido:  
 • Soporte autoclavable.  
 • c/60 puntas.  
 Ref. 110046

**\$2,400.00**

**VER MÁS ►**

**CALSET**  
COMPOSITE WARMER



**VER MÁS ►**

**Jeringas**

Ref. 110040

**\$9,400.00**

**Multi PRO Tray**

Ref. 110007-64

**\$12,500.00**




## piezotome cube

Realiza todos los procedimientos quirúrgicos como nunca antes, con una velocidad superior a los instrumentos rotativos y una precisión que te sorprenderá.

Ref. F50111

Más seguridad Más precisión Más comodidad



VER MÁS ►


## sopix SD

Sensor digital de rayos X

La tecnología **ACE**, analiza en tiempo real la cantidad de rayos x acumulados por el sensor. Análisis en tiempo real, congela la imagen y produce una imagen óptima. Único RBG que trabaja con Mac y Windows.



VER MÁS ►



Talla 1. Ref. S\_802\_3000 Talla 2. Ref. S\_802\_3001 \$40,000.00

oportunidad **única**

### Aditamentos



De anestesia

Ref. 600059

Para carillas


Ref. 600066/44

\$3,000.00 c/u

### MICROLUX Mini

### MICROLUX DW™

#### Transiluminadores



Ideal para Odontopediatría

Ref.120077  
\$5,000.00

Única con doble longitud de onda: combina transiluminación de luz blanca con modo de fluorescencia azul/violeta.

Ref.110065  
\$9,000.00

A



**ERGO-PROTM**

3.5x | 4.0x | 4.5x  
\$58,000.00


B



**TTL Prismatic**

3.5x | 4.0x | 4.5x  
\$48,000.00

C



**TTL Galilean**

2.5x | 3.0x | 3.5x  
\$32,000.00

Las lupas Q-Optic hechas para ti.



Satisfacción total. 45 días para encontrar tu ajuste perfecto.  
Garantía de por vida.

**Armazón**



Eclipse



Panto



Classic

**Colores**



**VER MÁS ▶**

D



**RADSYS Mini 6**

- 5.6 gr.
- 85 lúmenes.
- 8 horas.

Ref. RADSYSM6  
\$24,000.00

**ONIPaquetes**

**A + D**

\$73,000.00

**B + D**

\$63,000.00

**C + D**

\$48,000.00

**Válvulas quirúrgicas de succión autoclavables.**



**Flip SE**

Baja succión  
Ref. FLIP-SE

\$1,000.00 c/u



**Flip A**

Alta succión  
Ref. FLIP-A

**Eyector quirúrgico**



Ref. 15P1A (1.5 mm.)  
15P2A (2.5 mm.)  
14P3 (1/4)

\$680.00 c/u

**TASS**




Adaptador de manguera de 5 pies de largo de silicón.

Ref. Q01TASS

\$760.00

Descubre la micro-odontología  
Más del 70% de los dentistas padecen problemas musculares y óseos



## PRIMA pro

### Microscopio

- Ópticas MaxLite con corrección apocromática y filtro Truelux.
- Brazo auto balance electromagnético.
- Magnificación ajustable, sector de 6 pasos.
- Luz led con potencia de 200,000 LUX.
- Ergonomía y comodidad.

Ref. 6183601



## B75

Máximo rendimiento y comodidad  
para trabajar tanto en entornos  
quirúrgicos como dentales.

Única lámpara para cirugía y para  
odontología. Con o sin cámara.  
Tecnología led de nueva generación,  
privilegiando el mejor sistema de iluminación.



Ref. 55C101000



Con 28 dientes  
Ref. ANA-4DAV

### Tipodontos adulto

\$4,200.00 c/u



Con 32 dientes  
Ref. AG-3DA



### Infantil



Con 24 dientes  
Ref. AK-6/2DAK  
\$4,200.00

### C/caries



Ref. ANA-4ZK / AG-3ZKV1  
\$140.00 c/u

### Bicapa c/caries



Ref. ANA-4ZSDK-300V1  
AG-3ZSDK-300V1  
\$180.00 c/u

### Pulpotomía



Ref. AK-6/2ZPUW  
\$180.00 c/u

### P/post-endo



Ref. ANA-4ZEE / AG-3ZEE  
\$220.00 c/u

### P/endo



Ref. ANA-4ZPUK / AG-3ZPUK  
\$300.00 c/u

### Pulpotomía c/caries



Ref. AK-6/2ZPUWPK  
\$250.00 c/u

### C/ápice



11-16-21-24-26-36-45-46  
Ref. ANA-4ZPUKN  
\$300.00 c/u

### Radiografiable c/ápice



11-16-21-24-26-36-45-46  
Ref. ANA-4ZPURN  
\$300.00 c/u

### Pulpectomía



Ref. AK-6/2ZPUF  
\$300.00 c/u



kit de 58 coronas.  
Permanentes transparentes  
anteriores y posteriores.

Ref. ST-FBK58  
\$2,150.00



Kit de 84 coronas.  
Temporales transparentes  
de odontopediatría.

Ref. ST-KK84  
\$3,050.00

## Coronas



Kit de 108 coronas.  
Permanentes transparentes  
p/dientes molares.

Ref. ST-BK108  
\$3,600.00



Caja c/5 coronas.  
Infantiles o adulto,  
transparentes o coloreadas.

Ref. FO1ST  
\$190.00

VER MÁS ►

# LABORATORIO

Made in Germany



**DIAPOL®**  
p/cerámica

c/8 pzs. Ref. 9052  
**\$1,800.00**

**Lo+  
nuevo**



c/ 12 pzs. Ref. 9055  
**\$4,400.00**

**DIACERA®** p/zirconia



c/6 pzs. Ref. 9053  
**\$1,600.00**

**DIAPRO®** p/dislicato



c/6 pzs. Ref. 9054  
**\$1,600.00**

**DIACERA®** p/zirconia



c/9 pzs.  
Ref. 9041  
**\$2,600.00**

**Kit TECHNIK** p/acrílico



**Lo+  
nuevo**  
c/9 pzs.  
Ref. S777  
**\$390.00**

## DENTURE SYSTEM

Dentaduras,  
rebases y  
guardas  
acrílicas



c/7 pzs.  
Ref. 9045  
**\$650.00**

**ECOCERAM WG**  
p/ zirconia  
pre-sinterizada



c/4 pzs. Ref. S450  
**\$200.00**

**Pulidores** c/10 pzs.  
pelo  
cabra de manta



Ref. 9847  
**\$450.00**



Ref. 9841  
**\$900.00**

**Lo+  
nuevo**

**DIACERAMIC®**  
pasta para pulir



Ref. 9707  
**\$1,100.00**

## FIBERWHEELS



c/3 pzs. Ref. S985  
**\$120.00 c/u**



**RAINBOW**  
Lijas p/stripping c/5 pzs.

Ref. 9015 (1 cara) **\$720.00**  
Ref. 9017 (2 cara) **\$820.00**

# DENTAL

**VER MÁS ▶**

**ECOCERAM**  
p/cerámica



c/6 pzs. Ref. 9076  
**\$190.00**

**COMPOSITE**  
p/ composite



c/9 pzs. Ref. 9089  
**\$260.00**

**EVEFLEX**  
p/amalgamas y metales




c/9 pzs. Ref. 9075  
**\$260.00**

**BRACKETPlus**



c/5 pzs. Ref. 9097  
**\$420.00**

## TWIST Combi Set



CA c/20 pzs. Ref. 9093

**\$2,600.00**

**DIACOMP PLUS® TWIST**

p/composite c/6 pzs.  
Ref. 9086-14 mm.  
9087-11 mm.

**\$1,300.00**

## FLEXISTRIPS



Tiras de lijas  
c/50 pzs.  
Ref. 9010  
**\$300.00**

## DIASTRIPS



Composite, esmalte,  
porcelana y metal  
c/9 pzs. Ref. 9014  
**\$1,100.00**

## FLEXI-D starter



100 discos 14 mm.  
1 mandril.  
Ref. 9001  
**\$900.00**



VER MÁS ▶

# DENTAL

Made in Germany

# LABORATORIO

● X-fino ● Fino ● Mediano ● Grueso ● X-grueso

\*Fresas de diamante \*Aplica en todos los granos

**Tronco cónica** **Cilíndricas Plana**

001 Bola 198 Redonda

\$60.00 c/u  
008 a 018  
010 012 014 016 018  
010 a 018  
012 014 016 018

Ref. 530616 Ref. 530635

0,17 mm 0,19 mm 0,19 mm

\$240.00 c/u \$260.00

Ref. 122221 S-FLEXIFLEX Ref. 112221 FLEXIFLEX Ref. 112231 TOTO-FLEX

**Lápis** **Carillas** **Piranhas: diamantada 3 capas, cero fricción**

\$60.00 c/u \$160.00 c/u \$90.00 c/u

Ref. 531306 Ref. 531326 Ref. 535288 Ref. 530398 Ref. 534108 Ref. 533378 Ref. 539038 Ref. 539068S Ref. 539116 Ref. 539148S

0,24 mm 0,17 mm 0,17 mm

\$260.00 \$300.00 c/u \$260.00

Ref. 112251 TOTO-FLEX Ref. 182231 POLYFLEX Ref. 182261 FULLFLEX

**P/preparación de cerámica avanzada**

c/15 pzs. Ref. 200140  
**\$920.00**

**P/carillas**

c/13 pzs. Ref. 200125  
**\$950.00**

**Mínima invasiva**

c/15 pzs. Ref. 200120  
**\$1,150.00**

**P/pulido y terminado de resina**

c/10 pzs. Ref. 200121  
**\$1,400.00**

**P/zirconia pre-sinterizada**

c/7 pzs.  
Ref. 800329  
**\$2,200.00**

**P/acrílico y resina**

c/13 pzs.  
Ref. 300227  
**\$2,400.00 c/u**

**P/cerámica**

c/16 pzs.  
Ref. 300137



**Kera-Grip I/II**  
Ref. 12017/16/15  
**\$1,750.00**



**Crowny**  
Ref. 70004  
**\$1,360.00**

**Fresas Zirconia** **Cortador** **Trepanación** **Separador** **P/yeso** **Acrílico** **BlueStar** **Keramo**

\$90.00 c/u Ref. 531514Z Ref. 532216Z Ref. 532575Z Ref. 532814Z \$150.00 c/u Ref. 538065 Ref. 534055S \$380.00 Ref. 940704 CA \$310.00 c/u Ref. 403301 Ref. 509201 Ref. 616801 Ref. 314802 Ref. 415401 \$450.00 c/u Ref. 406801BS Ref. 605201BS Ref. 602001BS \$520.00 c/u Ref. 887301 Ref. 887601

**Precio de oportunidad**

\$50.00 c/u  
Ref. 531988 Ref. 531878 Ref. 532966 Ref. 530904 Ref. 531588 Ref. 530958 Ref. 532474 Ref. 533208 Ref. 531818 Ref. 531848 Ref. 531618

**Precio de oportunidad**

\$280.00 c/u Ref. 406702 Ref. 80059 \$300.00 c/u Ref. 424301 Ref. 603201 \$380.00 c/u Ref. 605201 Ref. 407801

**Corte acrílico libre mancha**

\$300.00 Ref. 80049 Ref. 80033

**Metal**

\$350.00 c/u Ref. 602001L Ref. 603201

**Fresas de carburo**

**Terminado** **Cortador metal** **PreciCut p/corte gingival**

\$140.00 c/u Ref. 106508 Ref. 107212 \$170.00 Ref. 106612 \$160.00 c/u Ref. 107810 Ref. 107712 Ref. 109614 Porcelana \$1,500.00 c/u Ref. 535100L Ref. 535000C

**Okklean 75ml.**

Oclusión Ref. 11140-49

**Telescan**

P/escanear Ref. blanco 11167 \$430.00 c/u

**Pinceles p/cerámica**


**3x2\***  
Ref. 41000 al 41014 41200 al 41208  
Grátis el de menor precio\*

**DFS**  
Dental Future Systems  
DIAMOND

● X-fino ● Fino ● Mediano ● Grueso ● X-grueso


\*Fresas de diamante \*Aplica en todos los granos

**Flex** **P/modelos**



911-030851 \$410.00  
918PB-030896 \$1,080.00  
911PS-030868 \$1,120.00

**801-001Bola** **801L Bola** **856-198Cónica**



\$80.00 c/u  
009-030086  
010-030091  
012-030096  
014-030101  
016-030103  
018-030106  
021-030108

\$110.00 c/u  
016-030110

\$140.00 c/u  
012-030623  
014-030625  
016-030626  
018-030627


**Super-Flex doble**  
Rec. diamante sinterizado

**Sinterizado**  
Longlife



943-030916 \$430.00  
911H-030856 \$480.00  
1941-037120 \$1,110.00

**368 Balón** **852 Lápiz** **858 Lápiz** **859 Lápiz** **837 Cilíndrica**



\$100.00  
016-030001  
023-030003

\$130.00  
012-030606

\$120.00  
010-030634  
014-030636

\$140.00 c/u  
010-030642  
014-030644

\$160.00 c/u  
012-030438  
016-030443

**p/zurdos** **Acrílico**



\$580.00  
429X 045L  
021806

\$590.00 c/u  
429GXA 060  
021801 021702

\$630.00  
424MQS 060  
021670

**839 Hombro** **834 Marcador Carillas** **Micro Prep**



\$100.00  
012-030448

\$210.00  
016-030334

\$270.00  
021-030335

\$140.00 c/u  
010-030113  
009-033120  
007-033134  
007-033160

M1801 M1830 M1838 M1889

“En Busch la calidad no tiene alternativa”  
Es la filosofía por mas de 120 años.

Fresa con mayor irrigación generando menos fricción sobre superficie. (Patentado)

**Cilíndrica Redonda** **Plana** **Punta lápiz** **Cónica redonda** **Flama**



\$110.00  
010-032093

\$130.00  
012-032070

\$200.00  
014-032180

\$200.00  
016-032160

\$240.00 c/u  
012-032205  
016-032207



**Yeso** **Cerámica**




\$580.00  
425GX 060  
021698

\$600.00  
429SGX 045  
022400

\$570.00  
424G 080  
022364

\$580.00  
429GX 060  
022397

**Zirconia** **Trepanación** **Cortador** **Cortadores de metal**



\$150.00 c/u  
6801Z  
014-034035  
018-034038

\$190.00 c/u  
6880Z-034410  
6855Z-034276

\$170.00 c/u  
36RD  
010-021384  
012-021386

36R  
012-021382

**Corte acrílico libre mancha** **Titanio**



\$660.00  
515-023  
024600

\$510.00  
426FFX 023  
021740

\$760.00  
429FFX 045  
022405

**Pera** **Cónica plana** **Orto** **Endo Z** **Zekrya**



\$90.00 c/u  
331  
7-020433

171L  
23L-020785

\$100.00  
23R-020812

\$340.00  
152Z-025980

\$350.00  
269-022115

**Metales**



\$420.00 c/u  
2433X 023  
021861

426X 023  
021733


\$580.00  
427X 060  
021761

\$640.00 c/u  
429FX 045  
021809

429FX 040  
022399

**Fresas de carburo**

**Desbastar** **22 filos Terminado** **30 filos**



\$170.00 c/u  
44E  
014-021429

\$160.00 c/u  
46  
018-021445

48  
010-022060


\$220.00  
44E-F  
018-022038

\$280.00  
335F  
014-022267

\$360.00 c/u  
45UF  
018-021435

48L-UF  
012-021458

Caretas de protección



termoactiva



c/cordón



▪ c/3 repuestos.

\$650.00 c/u

VER MÁS ▶

Duralay



Acrílico rojo 1 oz.  
p/elaborar pivotes.

Ref. 2249D  
\$460.00

Espátula p/resinas  
de acero wironit



Ref. HWH52102.1 = 10 cm.  
HWH52102.8 = 8 cm.  
\$1,100.00



Dispensador rollo de algodón

- Azul.
- Blanco.

Ref. DISCRONIPO/B-W  
\$250.00

VER MÁS ▶



Grand blocs / disc

Material híbrido

nano-cerámico CAD / CAM  
Coronas, inlays, onlays, carillas,  
coronas implantosoportadas



Grand blocs  
▪ 2 pzs.  
Ref. 6037

5 x no.12

5 x no.14L

Ref. 6003 - 09

Ref. 6018 - 24

Ref. 6012 - 15

Ref. 6027 - 30

Low translucent (LT)

High translucent (HT)

15 mm. ø 98 mm.

Ref. 6050 - 56

Ref. 6057 - 60

Precio normal \$3,720.00  
**promoción \$2,790.00**

Ahorro  
25%

Precio normal \$14,440.00  
**promoción \$10,360.00**

Ahorro  
28%

VER MÁS ▶



VER MÁS ▶

EMS+

# AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER EL ORIGINAL SUIZO. EL ORIGINAL MASTER.



NIÑOS



ORTODONCIA




IMPLANTES



GINGIVITIS



DETECCIÓN DE CARIES



Made in Suiza

MANCHAS Y CÁLCULO



DENTINA EXPUESTA



LEER ARTÍCULO ▶

Piezas para mano

AIRFLOW®MAX



Ref. EL-308#XC

\$17,510.00

PERIOFLOW®



Ref. EL-354

\$21,630.00

PIEZON®



Ref. EN-060#D

\$25,000.00



Puntas para PIEZON®



Ref. DS-001A

\$3,000.00 c/u



Ref. DS-011A



Ref. DS-016A

\$3,500.00



Ref. DS-083A

\$4,000.00 c/u



Ref. DS-084A

# Admira Fusion 5



## ORMOCER: un nuevo comienzo.

En restauración directa, la mayoría de los composites comparten un mismo punto de partida: una matriz orgánica basada en monómeros dimetacrílicos que ha sido optimizada durante décadas, principalmente desde el lado del relleno. Los ORMOCER (organically modified ceramics) siguen otra ruta. Son materiales híbridos inorgánico-orgánicos con una red tridimensional tipo polisiloxano, desarrollada mediante procesos sol-gel, que replantea la estructura misma del composite. No es una mejora incremental; es una plataforma distinta.



## Admira Fusion 5

Admira Fusion 5 se construye sobre esa lógica. VOCO lo desarrolla bajo lo que denomina \*Pure Silicate Technology: tanto la matriz como los rellenos están basados en \*\*óxido de silicio, sin monómeros clásicos como Bis-GMA, TEGDMA o UDMA. A esto se suma una formulación nano-híbrida con \*\*83 % de relleno en peso, \*\*1.25 % de contracción volumétrica, \*\*310 % de radiopacidad\* y fotopolimerización uniforme de \*10 segundos\* en todos los tonos. El resultado es un material que busca competir clínicamente desde una química distinta, manteniendo indicaciones universales en restauraciones \*clase I a V\*.




Fig. izqda.: Imagen MET Admira Fusion con aumento 20.000x; Fuente: Prof. Dr.-Ing. Detlef Behrend, Universidad de Rostock / Alemania  
Fig. dcha.: Dibujo esquemático de la imagen MET con explicación

## Una base distinta, con implicaciones clínicas concretas.

El interés clínico del ORMOCER no está en prometer resultados radicalmente distintos en todos los parámetros, sino en cómo aborda variables clave desde otra arquitectura. La literatura disponible muestra que los composites basados en ormocer presentan un \*desempeño clínico comparable\* al de los composites convencionales en restauraciones posteriores, particularmente en adaptación marginal, retención y resistencia a fractura en el corto y mediano plazo. La diferencia relevante está en el enfoque: menor \*contracción de polimerización, menor \*\*estrés de contracción\* y una formulación \*libre de monómeros tradicionales\*.

En el caso de Admira Fusion 5, estos elementos se combinan con propiedades operativas claras: buena modelabilidad, especialmente baja adhesión al instrumento, compatibilidad con sistemas adhesivos convencionales y estabilidad cromática asociada a una baja absorción de agua. Es decir, la plataforma ORMOCER no se queda en la teoría; está pensada para integrarse directamente en el flujo clínico.

## Cómo entra la óptica en la ecuación.

Sobre esa base química se construye el siguiente nivel: la interacción con la luz. El comportamiento óptico de un composite (y, en particular, su capacidad de integrarse con el diente) depende en gran medida de la relación entre la matriz y los rellenos, especialmente de sus \*índices de refracción\* y del tamaño de partícula. Esto define la \*translucidez\* y la forma en que la luz se dispersa dentro del material.

El llamado "efecto camaleón" se explica desde ahí. No es un cambio activo de color, sino una \*integración óptica con el entorno dental\*, donde el material permite que el color del esmalte y la dentina circundantes influya en la percepción final de la restauración. En Admira Fusion 5, la matriz ORMOCER fue ajustada específicamente al sistema de relleno nano-híbrido para optimizar esa dispersión de la luz y reforzar ese efecto de integración.

## Cinco cluster shades, una lógica distinta de color.

A partir de esa ingeniería óptica, el sistema cromático se reorganiza. Admira Fusion 5 utiliza \*cinco cluster shades\*, diseñados para cubrir por grupos los 16 tonos de la escala VITA classical:

Admira Fusion 5	A1				A2		A3			A3.5					A4	
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4
																

Dientes protésicos VITA® classical en los tonos A1–C4 con cavidad estandarizada obturada con Admira Fusion 5 agrupaciones de tonos A1, A2, A3, A3.5, A4.. Resultado: El excelente efecto camaleónico cubre con tan solo 5 cluster shades toda la gama cromática VITA®. Fuente: VOCO GmbH, 2023.

El enfoque no busca reproducir cada tono de forma aislada, sino trabajar por \*zonas cromáticas\*, aprovechando la capacidad del material para integrarse ópticamente con el diente. En un contexto donde el color dental es inherentemente variable (por estructura, iluminación y percepción), esta agrupación permite simplificar la selección sin perder coherencia estética.

## Una simplificación que viene desde el material.

En conjunto, Admira Fusion 5 articula una propuesta clara: partir de una \*base ORMOCER pura, optimizar la interacción óptica del material y, a partir de ahí, \*\*simplificar el sistema de color\*. No es una reducción arbitraria de tonos, sino una consecuencia directa de cómo el material está diseñado para comportarse dentro del diente.

En la práctica, eso se traduce en menos complejidad de inventario, selección de color más ágil y un flujo clínico más eficiente, sin salir del terreno de los composites universales. En restauración directa, pocas veces el material y la óptica se plantean como una misma conversación. Aquí, esa conexión es precisamente el punto.

**voco**fertas

Vigencia del 1 de abril al 31 de junio del 2026

1

## Admira Fusion 5

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido universal con sistema de color simplificado

Lo **+** nuevo



Contenido:

- Set de 5 jeringas de 3 gr.
  - 2 x A1, 2 x A2, A3
- Ref. 6226



Futurabond U  
c/50 SD  
ó



Futurabond DC

Gratis

Admira Fusion 5




1 jeringa 3 gr A2

Precio normal \$11,600.00  
**promoción \$7,800.00**

Ahorro  
**32%**

oportunidad  
**única**



Dr. Lucas Echandia



**VER MÁS ▶**

2

## Futurabond U

Adhesivo universal de curado dual.

Muy amplio espectro de indicaciones: un bond para todos los casos.



Contenido:

- 50 Single Dose.
  - Accesorios.
- Ref:1571

Ahorro  
**18%**


Precio normal \$3,290.00  
**promoción \$2,690.00**

**VER MÁS ▶**



3

## Remin Pro 3x2\*



Agente de remineralización con flúor (1,450 ppm), hidroxapatita y xilitol.

Utilizable todos los días, especialmente apropiado para el uso en casa.

Contenido:

- 1 Tubo de 40 gr.
- Ref. 2003 -05

Sabores:


- Fresa, melón y menta.

Precio normal ~~\$1,515.00~~  
**promoción \$1,010.00**  
 3 tubos

**Ahorro 33%**

## Bifluorid 10 SD

4



Laca fluorídica para el tratamiento de hipersensibilidades.

Contiene el 5% de fluoruro sódico (corresponde a 22.600 ppm) y el 5% de fluoruro de calcio.

Contenido:

- 50 SingleDose.
- Accesorios.
- Ref. 1618

Precio normal ~~\$2,450.00~~  
**promoción \$1,960.00**

**Ahorro 20%**

VER MÁS ►



VER MÁS ►


5

## Profluorid Varnish® Single Dose

Barniz con fluoruros para la desensibilización de los dientes (NaF al 5% = 22,600ppm)



- Tratamiento de dientes hipersensibles.
- Sellado de los túbulos dentinarios.
- Excelente adhesión hasta en superficies húmedas.



Contenido:

- 48 Single Dose
- Ref. 2225

Precio normal ~~\$3,230.00~~  
**promoción \$2,740.00**

**Ahorro 15%**

VER MÁS ►

6

## Bifix SE Autograbado

Sistema de fijación curado DUAL, con mínimo grosor de película de 10 µm para un ajuste exacto, sin incrementos de la mordida.



Contenido:

- 1 Jeringa QM 5 gr.
  - Colores: U - T - WO.
- Ref. 1785-86-87

self-etch H+ H+	DC dual-curing
no conditioning	auto mix
20 sec light-curing	3 shades

Precio normal \$1,600.00  
**promoción \$1,340.00**

Ahorro  
16%

última  
oportunidad

VER MÁS ▶



## Bifix QM Adhesivo

Sistema universal para fijaciones a base de composite, de curado DUAL.

Para TODOS los requerimientos:

Fijación adhesiva de inlays, onlays, veneers, coronas, coronas parciales, puentes, pernos radiculares y puentes adhesivos Maryland, frentes, pins, postes, zirconio y disilicato de litio.



Dr. Cristiano Pereira

VER MÁS ▶

auto mix	DC dual-curing	3 shades	20 sec light-curing
----------	-------------------	-------------	------------------------

7

## Jeringa QM

Contenido:

- 1 Jeringa QM 10 gr.
  - Colores: U - T - WO.
- Ref. 1218-19, 1759



Precio normal \$2,760.00  
**promoción \$2,200.00**

Ahorro  
20%

oportunidades  
únicas

8

## Set

Contenido:

- Bifix QM jeringa 10 gr.
  - Futurabond DC.
  - Ceramic Bond (Silano).
  - Accesorios.
- Ref. 1217



Precio normal \$5,730.00  
**promoción \$4,290.00**

Ahorro  
25%

9

## Jeringa QM



Contenido:

- 1 Jeringa QM 10 gr.
- Ref. 1403 - 04
- 2 Rebilda Form.
- 2 Endotim.
- 2 puntas tipo 1.


última  
oportunidad

Precio normal \$2,430.00  
**promoción \$1,695.00**

Ahorro  
30%

10

## Rebilda® Post 3x2\*



Contenido:

- 3 repuestos c/5 postes.
- Ref. 1772-73-74-75

oportunidad  
única


Precio normal \$6,060.00  
**promoción \$4,040.00**

Ahorro  
33%



## Rebilda DC

Reconstrucción adhesiva de muñones sobre dientes vitales y no vitales.  
Fijación de postes radiculares de composite reforzados con fibras.  
Colocación del poste y reconstrucción de muñón en un solo paso.



Dr. Walter Denner

VER MÁS ►

70 % w/w

250% radiopacity

40 sec light-curing

DC dual-curing

11

## Rebilda® Post system

oportunidad  
única

Set completo para el tratamiento post-endodóntico de postes de fibra de vidrio.  
Todos los materiales en el set están adaptados uno al otro.



Contenido:

- 15 postes, 5 c/uno: 1.2 mm; 1.5 mm; 2.0 mm. + 1 poste GT verde.
- 3 fresas, 1 c/una: 1.2 mm; 1.5 mm; 2.0 mm.
- Rebilda DC QM 10 gr.
- 15 Futurabond DC SD.
- Ceramic Bond (silano).
- Accesorios.
- Ref. 1771

Precio normal \$12,580.00  
**promoción \$8,990.00**

Ahorro  
28%

VER MÁS ►

12

## Ionoseal Base - Fotopolimerizable



- Alta resistencia compresiva (226 MPa).
- Liberación de fluoruro, previene caries secundaria.
- Alta biocompatibilidad y radiopaco.

Contenido:

- 3 Jeringas x 2.5 gr.
- Ref. 1326

Precio normal ~~\$3,340.00~~  
**promoción \$2,650.00**

**Ahorro**  
**20%**

oportunidades  
únicas

## Meron Combipack Cementación

13



- Baja solubilidad en la boca.
- Baja acidez.
- Excelente biocompatibilidad.

Contenido:

- Polvo 35 gr.
  - Líquido 15 ml.
- Ref. 1086

Precio normal ~~\$1,635.00~~  
**promoción \$920.00**

**Ahorro**  
**43%**



VER MÁS ►



VER MÁS ►

14

## Ionofil Molar Restauración



- Empaquetable, no pegajoso.
- Alta resistencia compresiva.
- Adhesión natural a la dentina.
- Alta liberación de flúor y radiopaco.

Contenido:

- Polvo 15 gr. color A3
  - Líquido 10 ml.
- Ref. 1443-48

Precio normal ~~\$2,750.00~~  
**promoción \$1,650.00**

**Ahorro**  
**40%**



VER MÁS ►



VER MÁS ►

## Meron Plus Cementación reforzado con resina

15



Ideal para la fijación de:

- Coronas metálicas y libres de metal.
- Inlays, onlays, coronas, puentes y postes.
- Coronas construidas con alúmina pura o con núcleos de zirconio.

Contenido:

- Polvo 15 gr.
  - Líquido 10 ml.
- Ref. 1731-32

Precio normal ~~\$2,265.00~~  
**promoción \$1,720.00**

**Ahorro**  
**24%**

16



## Twinky Star

Material de restauración en dentición primaria de colores brillantes.

- Simple y rápida aplicación.
- Sobresaliente pulido.

Contenido:

- Set 40 Caps dif. colores + colorímetro.
- Ref. 1680

Precio normal ~~\$4,350.00~~  
**promoción \$3,260.00**

oportunidad  
**única**

Ahorro  
**25%**

78 % w/w



8

shades

40 sec  
 light-curing

VER MÁS ▶

Dentición  
 primaria

17



Contenido:

- Frasco 5 ml.
  - Accesorios.
- Ref. 1016

## Easy Glaze

Laca nano-rellenada y fotopolimerizable para el sellado superficial de:

- Restauraciones de ionómero de vidrio y de composite definitivas.
- Coronas y puentes provisionales acrílicos y bisacrílicos.
- Fondos de cavidad antes de la toma de impresión.

Precio normal ~~\$1,750.00~~  
**promoción \$1,400.00**

Ahorro  
**20%**

30 sec  
 light-curing

composite

glass  
 ionomer

provisional  
 crowns &  
 bridges

VER MÁS ▶

18



## Grandio Seal

Sellador de fisuras y restauración de surcos, fotopolimerizable y nano-híbrido.

Contenido:

- 2 Jeringas de 2 gr.
- Ref. 1061

Precio normal ~~\$1,630.00~~  
**promoción \$1,200.00**

Ahorro  
**26%**

oportunidad  
**única**

nanohybrid  
 technology

70 % w/w



NDT  
 non dripping  
 technology

20 sec  
 light-curing

contains  
 fluoride

VER MÁS ▶

Selladores

19

# AMARIS® Gingiva

Material de restauración de alta estética en colores de la gingiva



Contenido:

- 1 Jeringa x 4 gr. base "nature".
  - 3 Jeringas x 1.2 gr. : white, light, dark.
- Ref. 1970



2 Bifluorid 10  
Single Dose



2 Profluorid Varnish®  
Single Dose

Precio normal  
~~\$5,925.00~~

**promoción**  
\$4,440.00

Ahorro  
25%

80 % w/w

class  
V  
restorations

40 sec  
light-curing

shrinkage  
2%

VER MÁS ▶

20



## Structur Premium

Material insuperable para la fabricación de coronas, puentes, inlays y onlays provisionales de alta estética

- Sin olor, sin sabor y alta resistencia.
- Fluorescencia y opalescencia natural.

Contenido:

- 1 Cartucho 75 gr.
- Accesorios.

Ref. 1712-18



Dr. Frank Milnar

Precio normal ~~\$3,500.00~~  
**promoción** \$2,750.00

Ahorro  
21%

SC  
self-curing

temporary

auto  
mix

7  
shades

VER MÁS ▶

21



## Clip/F tripack

Material de restauración fotopolimerizable para tratamientos provisionales.

- Se mantienen los márgenes de la preparación.
- Sirve especialmente para la técnica inlay / onlay.

Contenido:

- 3 Jeringas x 4 gr.
- Ref. 1283-85



Dr. Marcelo Balsamo

última  
oportunidad

Precio normal ~~\$2,120.00~~  
**promoción** \$1,690.00

Ahorro  
20%

contains  
fluoride

20-40  
sec  
light-curing

Resistente  
a la saliva

temporary

VER MÁS ▶



# Grandio

Propiedades EXCELENTES  
para restauraciones duraderas



Grandio

22

## Set



Contenido:

- 5 jeringas x 4 gr.
- color: A1 - 2 x A2 - A3 - B2.
- Ref. 2916



Futurabond DC



Grandio **SO**  
Heavy Flow

1 Jeringa 1 gr. A3.

Ahorro  
31%

Precio normal ~~\$9,280.00~~  
**promoción \$6,400.00**

VER MÁS ▶

23

## Jeringas 3x2\*

oportunidad  
única



Contenido:

- 3 Jeringas 4 gr.
- 1 de cada color.
- Ref. 1810-11-12

Precio normal ~~\$4,950.00~~  
**promoción \$3,300.00**

Ahorro  
33%



24

# Grandio Flow

Material de restauración nano-híbrido, fluido y universal



Contenido:

- 2 jeringas x 2 gr.
- Ref. 1863-1874

Precio normal ~~\$2,070.00~~  
**promoción \$1,650.00**

Ahorro  
20%





# GrandOSO

Material de restauración NANO-HÍBRIDO universal

Utilizable universalmente para las más altas exigencias en el área de los dientes anteriores y posteriores.



25

## Set



Futurabond DC



GrandOSO Flow


1 Jeringa 2 gr. A2.

Contenido:

- Set de 5 jeringas x 4 gr.: A1, 2 x A2, A3 y B2. Ref. 2602

Precio normal \$11,250.00  
**promoción** \$7,850.00

Ahorro 30%



Dr. Hamilton Renato



26



# GrandOSO Heavy Flow

Material de restauración nano-híbrido fluido y universal - de viscosidad alta



Contenido:

- 2 jeringas x 2 gr. Ref. 2684-96

Precio normal \$2,600.00  
**promoción** \$2,080.00

Ahorro 20%





[copidental.com](http://copidental.com)

**Domicilio:**

Av. Américas no. 122 Col. Americana,  
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.

**Teléfonos:**

33 1377 6191 / 33 1377 6192

**Ventas:**

 33 3576 0125

**Web:**

 [copidental.com](http://copidental.com)

 Copidental

 Copidental