



JULIO 2026

Catálogo onIPO[®]

COPIDENTAL

copidental.com

Infantil



Con 24 dientes
Ref. AK-6/2DAK

\$4,200.00



Pulpotomía



Ref. AK-6/2ZPUW
\$180.00 c/u

Pulpotomía c/caries



Ref. AK-6/2ZPUWPK
\$250.00 c/u

Pulpectomía



Ref. AK-6/2ZPUF
\$300.00 c/u

Dientes de especialidad

Tipodontos

Adulto



Con 28 dientes
Ref. ANA-4DAV

\$4,200.00 c/u



Con 32 dientes
Ref. AG-3DA

C/caries



Ref. ANA-4ZK
AG-3ZKV1
\$140.00 c/u

Bicapa c/caries



Ref. ANA-4ZSDK-300V1
AG-3ZSDK-300V1
\$180.00 c/u

Tricapa c/caries



Ref. ANA-4ZSDPK
AG-3ZSDPK-300V
\$250.00 c/u

P/post-endo



Ref. ANA-4ZEE
AG-3ZEE
\$220.00 c/u

P/endo



Ref. ANA-4ZPUK
AG-3ZPUK
\$300.00 c/u

P/endo radiografiable



Ref. ANA-4ZPUR
AG-3ZPUR
\$300.00 c/u

Preparado p/muñón



Ref. ANA-4ZAW
AG-3ZAW
\$105.00 c/u

C/ápice




11-16-21-24-26-36-45-46
Ref. ANA-4ZPUKN
\$300.00 c/u

C/ápice radiografiable



11-16-21-24-26-36-45-46
Ref. ANA-4ZPURN
\$300.00 c/u

Juego de dientes



Con 28 dientes
Ref. ANA-4Z
\$1,250.00

Con 32 dientes
Ref. AG-3Z
\$1,450.00

Coronas 3x2*



Caja c/5 coronas infantiles
o adulto, transparentes
o coloreadas.

Ref. F01ST

\$480.00
3 cajas

VER MÁS ►



Satisfacción total.
Garantía de por vida.

Las lupas Q-Optic
hechas para ti.



45 días para encontrar
tu ajuste perfecto.

Quality
Aspirators

Armazón



Eclipse



Panto



Classic

Colores



A ERGO-PROTM

3.5x | 4.0x | 4.5x
\$58,000.00

VER MÁS ►



B TTL Prismatic

3.5x | 4.0x | 4.5x
\$48,000.00

VER MÁS ►



C RADSYS Mini 6

- 5.6 gr.
 - 85 lúmenes.
 - 8 horas.
- Ref. RADSYSM6
\$24,000.00

VER MÁS ►

onIPaquetes

A + C
\$73,000.00

B + C
\$63,000.00



Descubre la micro-odontología
Más del 70% de los dentistas padecen
problemas musculares y óseos

PRIMA pro

Microscopio

- Ópticas MaxLite con corrección apocromática y filtro TrueLux.
- Brazo auto balance electromagnético.
- Magnificación ajustable, sector de 6 pasos.
- Luz led con potencia de 200,000 LUX.
- Ergonomía y comodidad.

Ref. 6183601



VER MÁS ►

LABOMED

VER MÁS ►

DENTAL

Made in Germany

LABORATORIO

● X-fino ● Fino ● Mediano ● Grueso ● X-grueso

*Fresas de diamante *Aplica en todos los granos

Bola 801-001 \$80.00 c/u 010-030091 012-030096 014-030101 016-030103 018-030106	Cilíndrica redonda 881-141 \$140.00 c/u 012-030765 014-030766 016-030770	Cónica 856-198 012-030623 014-030625 016-030626 018-030627	Lápiz mediana 858-165 010-030634 014-030636
---	--	--	---

Lápiz larga 859-166 \$160.00 c/u 010-030642 014-030644	Mínima invasiva M1801 M1830 M1838 M1889 \$140.00 c/u 010-030113 009-033120 007-033134 007-033160	Marcador Carillas 834 \$210.00 016-030334	Hombro 839 \$100.00 012-030448
---	---	---	--

Cilíndrica CD27-838-137 \$110.00 012-032090	Flama CD25-837KR-158 \$210.00 c/u 014-032086	Cónica CD61-863-250 \$230.00 012-032205 CD51-850-199 016-032170
---	--	---

COOL DIAMANT

Fresa con mayor irrigación generando menos fricción sobre superficie. (Patentado)


“En Busch la calidad no tiene alternativa”
Es la filosofía por mas de 120 años.

Mínima invasiva



c/10pzs.
Ref. 050845
\$1,450.00

P/coronas y puentes




c/10pzs.
Ref. 050844
\$1,650.00

P/pulido y terminado de resina



c/10pzs.
Ref. 050846
\$2,450.00

P/acrílico y resina



c/12pzs.
Ref. 050847
\$1,950.00

P/modelos



911PS-030868
\$1,080.00

p/zurdos



429X 045L
021806
\$580.00

Trepanación 6801Z \$150.00 c/u 014-034035 018-034038	Cortador 6880Z-034410 \$180.00 c/u 6855Z-034276
---	---

Cortadores de metal 36RDL \$170.00 c/u 010-021388 012-021390	36R 012-021382
---	--------------------------

Metales 021760 \$430.00 427X 029	021761 \$580.00 427X 060	021804 \$430.00 429X 031	022398 \$580.00 c/u 429X 040	021805 429X 045
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------

Pera 331 \$90.00 7-020433	Cónica plana 171L \$90.00 23L-020785	Orto 23R-020812 \$100.00	Endo Z 152Z-025980 \$320.00	Zekrya 269-022115 \$320.00
---	--	---------------------------------------	--	---


Acrílico 021801 \$590.00 c/u 429GXA 060	021702 425GXA 060	021670 \$630.00 424MQS 060	Cerámica 022364 \$570.00 424G 080	022397 \$580.00 429GX 060
---	-----------------------------	---	---	--

Desbastar 44E \$170.00 c/u 014-021429	46 \$160.00 c/u 018-021445	48 010-022060	22 filos 48F \$220.00 012-022066	Terminado 335F \$280.00 014-022267	30 filos 44E-UF \$360.00 018-021436	335UF \$420.00 014-022272
---	---	-------------------------	--	--	---	--

Corte acrílico libre mancha 024600 \$660.00 515-023	Titanio 021740 \$510.00 426FFX 023	022405 \$760.00 429FFX 045	021698 \$580.00 425GX 060	Yeso 022400 \$600.00 429SGX 045
---	--	---	--	---


Busch
there is no substitute for quality


S-FLEXIFLEX SUPER-FLEXIFLEX TOTO-FLEX

P/acrílico y resina


c/13pzs.
Ref. 300227

\$2,400.00 c/u


P/cerámica


c/16pzs.
Ref. 300137

P/disilicato


c/6pzs.
Ref. 300107

\$4,500.00

P/coronas y puentes


10 pzs.
Ref. 200157

\$600.00

P/preparación de cerámica avanzada


c/15 pzs.
Ref. 200140

\$920.00

Mínima invasiva



c/15 pzs.
Ref. 200120

\$1,150.00

● X-fino ● Fino ● Mediano ● Grueso ● X-grueso

*Fresas de diamante

*Aplica en todos los granos




DFS
DENTAL FLEX SYSTEM
DIAMOND

Keramo BlueStar

Cirugía

Kit Onipolab

Kit ultra pulido

Precio de oportunidad

Ceras


60 g. Ref. 84201-11
\$400.00 c/u

Durolan espaciador


Ref. 25001-06
\$250.00 c/u

Piranhas: diamantada 3 capas, cero fricción

Zirconia


Cortador Zirconia

Okklean


Oclusión
Ref. 11140-49

75ml.


\$430.00 c/u

Telescan


P/escanear
Ref. blanco 11167

Plastodur


25ml
Ref. 26000
\$200.00

Orto EndoZ Zekrya

Fresas de carburo Terminado

Cortador de metal


VER MÁS ►

DENTAL

Made in Germany

LABORATORIO


COMPOSOF

p/ composite



c/9 pzs.
Ref. 9089
\$260.00

ECOCOMP®



c/8 pzs.
Ref. 9071
\$280.00

UNIVERSAL



c/8 pzs.
Ref. 9070
\$210.00

BRACKETPlus



c/5 pzs.
Ref. 9097
\$420.00

TWIST Kit Intro



c/3 pzs. Ref. 9090-1
\$200.00

EVEFLEX

p/amalgamas
y metales



c/9 pzs.
Ref. 9075
\$260.00

EVEBRUSH composite



Ref. 9491
Ref. 9493
Ref. 9492
\$100.00 c/u

FLEXISTRIPS



Tiras de lijas
c/50 pzs.
Ref. 9010
\$300.00

FLEXI-D starter



100 discos 14 mm.
1 mandril.
Ref. 9001
\$900.00

KIT UNIVERSAL INTRO

Porcelana, metales preciosos y acrílicos



c/10 pzs. Ref. kit-uni **\$120.00**

KIT ECOCERAM INTRO Cerámica y porcelana



c/10 pzs. Ref. kit-eco **\$120.00**

SOFTWHEELS
rebases y guardas
c/ pasta abrasiva



c/2 pzs. Ref. S980
\$80.00 c/u

**Godete
de silicón**



5 ml.
Ref. 9620
\$70.00

Kit TECHNIK
p/acrílico



c/9 pzs.
Ref. S777
\$390.00

Pulidores c/10 pzs.

pelo
cabra de manta



Ref. 9847

\$450.00



Ref. 9841


\$900.00

DIACOMP®
p/ composites
1 x 2gr. Ref. 9705



Pastas para pulir
\$370.00 c/u

DIAPOL®
p/cerámica,
zirconia y disilicato
1 x 2gr. Ref. 9702



c/12 pzs.
Ref. 9061
\$1,800.00

DIAPOL®
p/cerámica



c/6 pzs.
Ref. 9088
\$1,300.00

TWIST



c/6 pzs.
Ref. 9047

DIAPOL®
p/cerámica

\$1,650.00 c/u



c/8 pzs.
Ref. 9040



c/9 pzs.
Ref. 9063
\$1,300.00

DIACERA®
p/zirconia



c/6 pzs.
Ref. 9091
\$1,450.00



c/6 pzs.
Ref. 9048
\$2,000.00

DIACERA®
p/zirconia



c/9 pzs.
Ref. 9041
\$2,600.00



c/9 pzs.
Ref. 9065
\$1,580.00

DIAPRO®
p/disilicato



c/6 pzs.
Ref. 9092
\$1,300.00



HP 364 c/6 pzs.
Ref. 9049
\$2,000.00

DIAPRO®
p/disilicato



c/9 pzs.
Ref. 9042
\$2,600.00



B75

Máximo rendimiento y comodidad para trabajar tanto en entornos quirúrgicos como dentales.

Única lámpara para cirugía y para odontología.
Con o sin cámara.

Tecnología led de nueva generación, privilegiando el mejor sistema de iluminación.

Ref. 55C101000



VER MÁS ►



Ref. F50111

piezotome cube



Realiza todos los procedimientos quirúrgicos como nunca antes, con una velocidad superior a los instrumentos rotatorios y una precisión que te sorprenderá.

Más seguridad



Más comodidad



Más precisión



VER MÁS ►

-350 AC
FÓRCEPS

Destrucción
del alveolo



1875
INSTRUMENTOS ROTATORIOS

Destrucción
del hueso
alveolar



2019
**piezotome
cube**





IMPRELON®S
Retenedores

Ref.	mm.	c/ 10 pzs.
3320.1	0.5 x 125	\$520.00
3322.1	0.75 x 125	\$720.00
3324.1	1.00 x 125	\$900.00
3326.1	1.5 x 125	\$1,130.00
3328.1	2.0 x 125	\$1,380.00
3330.1	3.0 x 125	\$2,080.00



DURASOFT®
Acetato p/guarda
duro/suave.

Ref.	mm.	soft.	hard.	c/ 10 pzs.
3342.1	1.2	.5	.7	\$820.00
3388.1	1.8	.9	.9	\$1,140.00
3387.1	2.5	.9	1.6	\$1,280.00
3341.1	3.0	.9	2.1	\$1,420.00
3345.1	4.0	.9	3.1	\$1,660.00
3347.1 azul	1.8	.9	.9	\$1,240.00
3348.1	2.5	1.6	.9	\$1,400.00



DURAN®+
Alineadores y
retenedores

Ref.	mm.	c/ 10 pzs.
3426.1	.5	\$320.00
3428.1	.625	\$350.00
3430.1	.75	\$380.00
3432.1	1.0	\$410.00
3434.1	1.5	\$470.00
3436.1	2.0	\$560.00

BIOSTAR

6 atmósferas



Ref. 3011.1



Protectores
bucales deportivos
extremos



Placas Hawley



Alineador



Ref. 3511.1



Diagnóstico
oclusal y bruxismo



Férulas de
bruxismo



Termo moldeado
a presión

VER MÁS ►

VER MÁS ►

VER MÁS ►

CA® CLEAR ALIGNER Ortodoncia invisible



CA® PLANCHA



CA® PRO+ PLANCHA



UNIQ+ PLANCHA

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3405.1	0.5	soft	\$300.00
3406.1	0.625	medium	\$330.00
3407.1	0.75	hard	\$360.00

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3644.1	0.5	soft	\$620.00
3645.1	0.625	medium	\$670.00
3646.1	0.75	hard	\$690.00

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3651.1	0.5	soft	\$550.00
3652.1	0.625	medium	\$570.00
3653.1	0.75	hard	\$590.00



CA® PLANCHA DE
RETENCIÓN PD



ISOFOLAN
Aislante.



COPYPLAST
Attachments

Ref.	mm		c/ 10 pzs
3438.1	0.75	largo	\$600.00
3440.1	1.0	plazo	\$650.00

Ref.	mm	c/ 100 pzs
3207.1	0.1 x 125	\$720.00

Ref.	mm	c/ 10 pzs
3177.1	.5 x 125	\$210.00
3169.1	.75 x 125	\$230.00

Jet Set-4 Kit 6x1

Elaboración de provisionales en tan solo 4 minutos.



Contenido:
 ■ 6 x 45 gr.
 ■ Color:
 62, 65, 69, 81, OM1.
 ■ Clear y líquido 118 ml.
 Ref. 3893
\$2,150.00



Gratis
 TECHNIK
 EVE

En la compra
 de un kit
 6x1 o 4x1

Kit 4x1

Contenido:
 ■ 4 x 45 gr.: 62, 66,
 65, clear.
 ■ Líquido 118 ml.
 Ref. 1484
\$1,400.00



Jet Tooth Shade

Para elaboración de provisionales en acrílico.



■ 45 gr.
 Ref. 1410
 ■ 1 x 30 ml.
 Ref. 1402
 ■ 1 gotero
 Ref. 3100-1
\$390.00

Mufla duplicadora



Ref. 0398
\$2,200.00

Ortho-Jet Crystal

Acrílico de autocurado para aparatos ortodónticos.



Contenido:
 ■ Polvo 454 gr.
 ■ Líquido 236 ml.
 ■ Jet Seal 10 ml.
 ■ Liquid foil 30 ml.
 ■ Accesorios.
 Ref. 0234C
\$1,450.00

Acrylic Primer

Acondicionador p/rebases.



VER MÁS ►

Contenido:
 ■ 29 ml.
 Ref. 1602
\$380.00

Jet Seal

Lustrador y sellador p/acrílico.



Contenido:
 ■ 29 ml.
 Ref. 4102
\$700.00

Jet Adjusters

Stains para acrílico.



Contenido:
 ■ 10x10 ml.
 Ref. 3299
\$1,500.00

Goterros

de cristal, extra largos.



Contenido:
 ■ Caja c /10 pzs.
 Ref. 3100
\$380.00

LANG

MICRO CAB +



- Para espacios reducidos.
- Ref. 91010
- \$9,900.00**

VER MÁS ►

Evita el esparcimiento de partículas en la clínica.
Excelente luminosidad y aspiración.


MACRO CAB +



- Mayor confort.
- Visibilidad única.
- Ref. 91556
- \$11,900.00**

VER MÁS ►

Kit conector
Ref. 44000
\$1,050.00




PREP START H₂O

PrepStart mínimamente invasivo,
sin polvo gracias al agua.

Único sistema de mínima invasión
intraoral y micro cavitación.
No requiere anestesia.

Ref. 91747
\$80,000.00

VER MÁS ►



Arenadores



Microetcher ERC
■ Extraoral.
Ref. 21000
\$3,995.00



Microetcher II
■ Intraoral y extraoral.
■ Punta autoclavable.
Ref. 22000
\$4,895.00

VER MÁS ►



Microetcher IIA
■ Intraoral y extraoral.
■ Autoclavable.
■ Punta intercambiable.
Ref. 22005
\$5,795.00



Gratis
Óxido 50/90
Compra un Microetcher II, IIA o ERC

Óxido de aluminio

- 27 micrones. Ref. 80042A
- 50 micrones. Ref. 15301
- 90 micrones. Ref. 15201
- \$580.00 c/u**

IDN

Pretratamiento desinfectante
de instrumentos dentales

- Único capaz de descarbonizar el instrumental.
- No es corrosivo, seguro y eficiente.

Contenido:

- 1 x 500 ml.
- Ref. 112000013
- \$620.00**



VER MÁS ►

MB

Desinfectante
enzimático
para escupideras.

- RINDE 500 aplicaciones.

Contenido:

- 1 x 500 ml. y cepillo.
- Ref. 112000031
- \$690.00**



VER MÁS ►



100% biodegradables. Sin aldehídos, ni fenoles



Unidad Ultracomfort®

- Calidad, comodidad y elegancia.
- 10 años de garantía.

VER MÁS ►

Autoclave M11



- Certificado ASME.
- Garantiza el control de infecciones.
- 2 años de garantía.

▪ Capacidad
24.6 litros.
Ref. M11-040
\$105,000.00



VER MÁS ►



CV3R Bomba de vacío

- Hasta 3 unidades.
- Con recirculador de agua H2O.
- 5 años de garantía.

Ref. CV3R
\$70,000.00

VER MÁS ►



Compresor P21 Confianza. Seguridad. Eficiencia.



- Aire grado médico.
- Filtro coalescente de 0.01 µM.
- 1-3 unidades.
- 1.5 HP. / dBA 65 Hz.
- 5 años de garantía.

Ref. P21
\$130,000.00

VER MÁS ►

Campos



Contenido:
■ c/500 pzs.
■ 13 colores.
\$590.00

Negro
\$650.00

Babero en rollo PG 30

Contenido:
■ c/80 pzs.
■ 13 colores

\$280.00



VER MÁS ►

Campos



Ref.238001

Dispensadores
\$550.00 c/u



Baberos



Ref.239001

Vasos

Graffiti



Papel

■ c/50 pzs.
\$70.00

Plástico

■ c/100 pzs.
\$80.00

Eco biodegradables



■ c/100 pzs. **\$80.00**

Eyectores de saliva



Contenido:
■ Bolsa c/100 pzs.
■ 10 colores.

\$88.00

Quirúrgicos autoclavables



Contenido:
■ c/10 pzs.

● EM19 ● EM21 ● EM40


\$280.00

Cubrebocas


■ Alta filtración. ■ Libre de látex.
Contenido: c/50 pzs.



Clase 3
\$160.00



Clase 4
\$180.00



Graffiti
\$210.00

Lentes de protección

Zero



\$120.00

Baby Orange



\$170.00

Cube



\$350.00

Evolution



\$350.00

Bandana de tela



■ 7 colores.
Ref. 262001-11

\$250.00 c/u

Barrera de protección



Contenido:
■ 10x15 cm.
■ c/1,200 pzs.

Ref. 269001

\$280.00

Cubre cabezal



Contenido:
■ Funda 33x34cm.
■ 6 colores.
■ c/250 pzs.

Ref. 213005-07

\$500.00

E10 Autoclave clase B

Único con cuatro vacíos fraccionados y trazabilidad.



Características:

- Capacidad 24L.
- Pantalla E-touch.
- Trazabilidad.
- Sistema E-light.
- E-Timer.

Ref. 115750



Aquafilter 1 to 1

Agua desionizada para autoclave.

Ref. 116006

VER MÁS ►



Eurosafe Smart

Termo-desinfectadora

Limpia y seca en un proceso rápido, automatizado, repetible y rastreado.



Ref. 113010



Sanifizer 1 lt.

VER MÁS ►

Kit Implantología



Contenido:

- 3 batas.
- 3 gorros.
- 3 cubrebocas.
- 4 campos quirúrgicos.
- 2 toallas secas manos.

Ref. 270105

\$450.00

VER MÁS ►



Cubre sillón

Contenido:

- 8 colores
- c/25 pzs.

Ref. 264000-07

\$1,550.00

VER MÁS ►

Aquadist



Destilador de agua por ebullición y condensación.

Características:

- 0.7 litros por hora.
- 4 litros de capacidad.

Ref. 114001

\$8,600.00

VER MÁS ►

Eurosonic E4D

Tina de ultrasonido digital



- 6 programas preestablecidos.
- 4 fases que garantizan la limpieza.
- Potencia de 370 W.


Ref. 113152

\$23,000.00

VER MÁS ►

Euroseal

Termoselladora con portarrollo especial patentado, regulable en altura y profundidad.



3 rollos: 5, 7.5 y 10 cm. de 200 mts.

- Sellado de 12 mm.

Ref. 108203

\$17,000.00

VER MÁS ►



A AIRFLOW® handy 3.0

Dispositivo portátil para la profilaxis que satisface las exigencias más rigurosas de la limpieza dental moderna en toda clase de tratamientos.

Ref. FT-221#PS
\$35,000.00

VER MÁS ►

onIPaquetes

A + B \$77,000.00

A + C \$82,000.00



PIEZON® 250

Es una solución dental para la eliminación profesional de sarro endurecido y tártaro dental, con una eficiencia y comodidad extraordinaria gracias a su fino, resistente y ligero mango PIEZON®.

La vibración lineal del movimiento oscilatorio del instrumento garantiza un tratamiento de alta precisión para obtener resultados clínicos fiables.

VER MAS ►

B Ref. FT-216#B/004
\$44,000.00

C Ref. FT-224#B/001
LED
\$49,000.00

08
CITA NUEVA

07
CONTROL

06
PIEZON®

GBT FLOWCONTROL



Contenido:
■ 4 cánulas.
FV-112/A

\$1,100.00

VER MÁS ►



AIR-FLOW® PLUS 5x4*

ÚNICA y EXCLUSIVA fórmula patentada de Eritritol + CPC, para TODAS las aplicaciones.

Contenido:
■ 1 x 400 gr.
Ref. DV-082/Z

\$10,800.00
5 botellas

VER MÁS ►

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Proporciona una experiencia más satisfactoria para los pacientes

EMS

01
DIAGNÓSTICO

02
REVELADOR

03
MOTIVAR

04
AIRFLOW®

05
PERIOFLOW®



NIÑOS



ORTODONCIA



IMPLANTES



GINGIVITIS



DETECCIÓN
DE CARIES



DENTINA
EXPUESTA



MANCHAS
Y CÁLCULO



VER MÁS ►



A Punta **PI MAX**
Limpieza de implantes.



■ c/4 pzs.
Ref. DT-065A/A
\$4,050.00

B Soporte p/punta
PI MAX



Ref. DS-010A/A
\$3,850.00

C Llave p/punta
PI MAX



Ref. FV-117
\$1,750.00

onipquetes

A + B + C

Ref. FS-295
\$6,200.00

VER MÁS ►

Rite-lite PRO™

MULTISPECTRAL/HI CRI SHADE LIGHT



Revoluciona la toma de color dental. Consigue resultados naturales y estéticos.

sin filtro
Ref. 140001
\$8,000.00

con filtro
Ref. 140001-PF
\$10,500.00



Luz interior



Luz mixta



Luz exterior



Luz negra

VER MÁS ►

MICROLUX DW™

Transiluminador

Única con doble longitud de onda:
combina transiluminación de luz
blanca con modo de fluorescencia
azul/violeta.

Ref.110065
\$9,000.00




VER MÁS ►

CALSET

COMPOSITE WARMER

Fluidificador de resinas



Jeringas
Ref. 110040
\$9,400.00

VER MÁS ►

Duralay



■ Acrílico rojo 1 oz.
p/elaborar pivotes.
Ref. 2249D

\$460.00 c/u

VER MÁS ►

Pins



■ c/50 pzs.
Ref. 2301

A Algodón



■ En rollo 300 gr.
■ 100% Algodón.
Ref. CRA302
\$180.00

VER MÁS ►

B Dispensador



■ Azul.
■ Blanco.
Ref. DISCRONIPO/B-W
\$250.00

onIPaquetes A + B \$395.00



Caretas de protección

VER MÁS ►



c/cordón



termoactiva



■ c/3 repuestos.
\$650.00 c/u


VER MÁS ►

vocofertas

Vigencia del 1 de julio al 30 de septiembre del 2026

Ufi Gel® SC · Ufi Gel® hard / C

El material de rebase para toda aplicación



voco
news

La prótesis removable no falla únicamente porque “se desajuste”. Muchas veces falla porque los tejidos que la soportan cambian. La atrofia del hueso maxilar asociada a la edad, las extracciones o la periodontitis pueden alterar el ajuste de prótesis parciales o totales; cuando eso ocurre, se comprometen soporte, función masticatoria, fonética y confort. Ahí el rebase deja de ser un trámite técnico y se vuelve una intervención clínica: adaptar la base protésica a un reborde que ya no es el mismo. Ufi Gel® está construido alrededor de esa necesidad: permitir rebases directos, duros o blandos, en una sola sesión en el consultorio. La lógica es simple pero potente: evitar que el paciente se quede sin prótesis durante el proceso y eliminar la necesidad de una segunda cita para instalar la prótesis rebasada.

La familia Ufi Gel está presente en el mercado desde 1997 y reúne cuatro variantes: Ufi Gel SC, material blando permanente a base de silicona en cartucho; Ufi Gel P, su versión de mezcla manual; Ufi Gel hard, material rígido polimerizable en frío a base de polimetacrilatos; y Ufi Gel hard C, la versión en cartucho. La parte blanda, Ufi Gel SC / P, está pensada para esos casos en los que el problema no es sólo el ajuste, sino el tejido. Su indicación incluye soporte o adhesión insuficiente, cresta blanda, úlceras por fricción, tratamientos de mucosa o mandíbula y apoyo durante la cicatrización en implantología.

La formulación a base de silicona A es relevante porque, después del fraguado, no desprende plastificantes ni monómeros residuales; además, ofrece sabor neutro, adaptación cromática al material protésico, alta elasticidad, buena resiliencia y una superficie lisa, hidrófuga y sin poros que ayuda a reducir la colonización de gérmenes y bacterias. En SC, el sistema de cartucho mejora la proporción de mezcla y reduce desperdicio; en P, se mantiene la lógica clínica con mezcla manual.

La parte dura, Ufi Gel hard / C, responde a otra necesidad: un rebase rígido, duradero y similar al material de la base protésica, especialmente cuando se busca recuperar soporte en prótesis parciales o totales, corregir flancos o ampliar zonas marginales sin rehacer toda la prótesis. Está basado en polimetacrilatos, es libre de MMA, contiene muy pocos monometacrilatos (<3 % en peso) y no desarrolla incrementos de temperatura clínicamente relevantes durante la polimerización en boca. En la versión hard C, el cartucho aporta mezcla homogénea y aplicación sin burbujas. El resultado es una alternativa directa al rebase de laboratorio, con una decisión clínica clara: Ufi Gel SC / P cuando se necesita amortiguación, resiliencia y manejo tisular; Ufi Gel hard / C cuando se busca rigidez, soporte y estabilidad duradera.



VOCO
LOS DENTALISTAS



Ufi Gel® hard C

DURO permanente

Contenido:

- 1 cartucho 80 gr.
- Adhesivo 10 ml.
- Accesorios.

Ref. 2215

SC
self-curing

auto
mix

Precio normal ~~\$4,350.00~~
promoción \$3,260.00

Ahorro
25%

VER MÁS ►



Rebases sin olor, sin sabor y sin exotermia.
Se elaboran en tan solo 35 minutos en el consultorio.

oportunidades
únicas



Ufi Gel SC

SUAVE permanente

Contenido:

- 1 cartucho 50 ml.
- Adhesivo 10 ml.
- Glazing base/catalizador.
- Accesorios.

Ref. 2041


SC
self-curing

auto
mix

Precio normal ~~\$5,300.00~~
promoción \$3,960.00

Ahorro
25%

VER MÁS ►



3

Lo +
nuevo

Admira Fusion 5

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido
universal con sistema de color simplificado

Contenido:

- Set de 5 jeringas de 3 gr.
- 2 x A1, 2 x A2, A3

Ref. 6226

+ Adhesivo
a elección

A

Futurabond U
c/50 SD

ó

B



Futurabond DC

Gratis

Admira Fusion 5



1 jeringa 3 gr A2

Precio normal \$11,600.00
promoción \$7,800.00Ahorro
32%última
oportunidad

Dr. Lucas Echandia



VER MÁS ►

Admira Fusion 5	A1				A2		A3			A3.5					A4	
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4
																

4

FinalTouch

Material de caracterización fotopolimerizable.

Indicaciones:

- Restauraciones con composite directas e indirectas.
- Recubrimiento cromático de pigmentaciones del diente.
- Carillas CAD/CAM realizadas en el consultorio.

Contenido:

- Set jeringas 5 x 1.5 gr.
(blanco, azul, amarillo, naranja, marrón)
y accesorios.

Ref. 2321



Dr. Clarence Tam

Precio normal \$4,670.00
promoción \$3,950.00Ahorro
15%pure silicate
technologynanohybrid
technology

83% w/w

class
I-V
restorations310%
radiopacity10 sec
light-curingshrinkage
→ 1.25% ←5
shadesNDT
non dripping
technology20 sec
light-curing5
Shades

VER MÁS ►

Restauración
ORMOCER

Caracterizador

5



Structur Premium

Material para la fabricación de coronas, puentes, inlays y onlays provisionales

Contenido:

■ 1 Cartucho 75 gr.

■ Accesorios.

Ref. 1712-18

Precio normal ~~\$4,260.00~~
promoción \$2,980.00

Ahorro
30%

Clip/F



1 Jeringa 4 gr.

Para tratamientos provisionales, fotopolimerizable.

SC
self-curing

temporary

auto
mix

7
shades



Dr. Irfêo Saraiva

VER MÁS ►

6

Meron Plus

Cementación reforzado con resina

Ideal para la fijación de:

- Coronas metálicas y libres de metal.
- Inlays, onlays, coronas, puentes y postes.
- Coronas construidas con alúmina pura o con núcleos de zirconio.

Contenido:

■ Polvo 15 gr.

■ Líquido 10 ml.

Ref. 1731-32

Precio normal ~~\$2,265.00~~
promoción \$1,720.00

última
oportunidad

Ahorro
24%

no
conditioning

contains
fluoride

VER MÁS ►



7

Ionobond

Base

- Excelente adhesión química a la dentina y al esmalte.
- Biocompatibilidad segura y liberación de flúor continua.
- Alta resistencia compresiva transversal.
- Baja solubilidad y expansión térmica similar al diente.

Contenido:

■ Polvo 10 gr.

■ Líquido 15 ml.

Ref. 1083

oportunidad
única

Precio normal ~~\$1,435.00~~
promoción \$990.00

Ahorro
30%

no
conditioning

contains
fluoride

VER MÁS ►



8



Easy Glaze

Laca nano-rellenada y fotopolimerizable para el sellado superficial de:

- Restauraciones de ionómero de vidrio y de composite definitivas.
- Coronas y puentes provisionales acrílicos y bisacrílicos.
- Fondos de cavidad antes de la toma de impresión.

Contenido:

- Frasco 5 ml.
- Accesorios.

Ref. 1016

última
oportunidad

Precio normal ~~\$1,750.00~~
promoción \$1,400.00

Ahorro
20%

30 sec
light-curing

composite

glass
ionomer

provisional
crowns &
bridges

Sellador

VER MÁS ►

9

Minipack



Contenido:

- Polvo 15 gr.
- Líquido 7 ml.

Ref. 1090

Precio normal ~~\$980.00~~
promoción \$490.00

Ahorro
50%

Meron Cementación

- Baja solubilidad en la boca.
- Baja acidez.
- Excelente biocompatibilidad.

no
conditioning



VER MÁS ►

oportunidades
únicas

Combipack



Contenido:

- Polvo 35 gr.
- Líquido 15 ml.

Ref. 1086

Precio normal ~~\$1,635.00~~
promoción \$899.00

Ahorro
45%

11



Ionolux

Restauración fotopolimerizable

- Obturaciones clase: I, III y V.
- No pegajoso.
- No requiere barniz.

Contenido: Ref. 1990 A1

- Polvo 12 gr. 1991 A2
- Líquido 5 ml. 1992 A3

Precio normal ~~\$2,120.00~~
promoción \$1,590.00

oportunidad
única

Ahorro
25%

250 %
radiopacity

no
conditioning

20 sec
light-curing

3
shades

VER MÁS ►

Ionómeros
de vidrio

12



GrandOSO Flow

Material de restauración nano-híbrido
fluido y universal.

Contenido:

- 2 jeringas de 2 gr.
- Ref. 2722-2737

Precio normal ~~\$2,340.00~~
promoción \$1,870.00

Ahorro
20%



VER MÁS ►

13

Set




Contenido:

- 5 jeringas x 4 gr.:
A1, 2 x A2, A3 y B2.
- Ref. 2602

+ Adhesivo
a elección

A



Futurabond U
c/50 SD
ó

B



Futurabond DC

Ionoseal

1 jeringa 2.5 gr.



Crema

oportunidad
única

Precio normal ~~\$11,295.00~~
promoción \$7,850.00

Ahorro
30%



VER MÁS ►

GrandOSO

Material de restauración
NANO-HÍBRIDO universal

Utilizable universalmente
para las más altas
exigencias en el área de los
dientes anteriores y posteriores.



oportunidad
única

Jeringas **3x2***



Contenido:

- 3 jeringas de 4 gr.
- 1 de cada color.
- Ref. 2610-11-20

Precio normal ~~\$5,910.00~~
promoción \$3,940.00

Ahorro
33%

14

15



Triset

Contenido:

- 3 jeringas x 4 gr.: A1, A2, A3.
- Solobond M 4 ml.
- Vococid.
- Ref. 1802

Grandio

Propiedades EXCELENTES
para restauraciones duraderas



oportunidad
única

Precio normal \$5,410.00
promoción \$3,500.00

Ahorro
35%



VER MÁS ►

16

Set



Contenido:

- 5 jeringas x 4 gr.:
A1 - 2 x A2 - A3 - B2.
- Ref. 2916



oportunidad
única



Futurabond U
c/50 SD
ó

Futurabond DC

Grandio

1 jeringa 4gr. A1.

Precio normal \$10,350.00
promoción \$6,720.00

Ahorro
35%

17

Grandio Seal

Sellador de fisuras y restauración de surcos,
fotopolimerizable y nano-híbrido.



Contenido:

- 2 Jeringas de 2 gr.
- Ref. 1061

última
oportunidad

Precio normal \$1,630.00
promoción \$1,200.00

Ahorro
26%



VER MÁS ►

Grandio

18



Remin Pro 3x2*

última oportunidad

Agente de remineralización con flúor (1,450 ppm), hidroxiapatita y xilitol.

Utilizable todos los días, especialmente apropiado para el uso en casa.

Sabores:

- Fresa, melón y menta.



VER MÁS ►

Contenido:

- 1 Tubo de 40 gr.
- Ref. 2003 -05

Precio normal \$1,515.00

promoción \$1,010.00
3 tubos

Ahorro
33%

Bifluorid 10

Laca fluorídica para el tratamiento de hipersensibilidades.

Contiene el 5% de fluoruro sódico (corresponde a 22.600 ppm) y el 5% de fluoruro de calcio.

19

Set



Contenido:

- Frasco 4 gr.
 - Solvente. frasco 10 ml.
- Ref. 1615



VER MÁS ►

20

SD



Contenido:

- 50 SingleDose.
 - Accesorios.
- Ref. 1618

oportunidades
únicas

Ahorro
20%

Precio normal \$1,930.00
promoción \$1,540.00

Precio normal \$2,450.00
promoción \$1,960.00

21

Futurabond U

Adhesivo universal de curado dual.

Muy amplio espectro de indicaciones: un bond para todos los casos.



Contenido:

- 50 Single Dose.
- Accesorios.

Ref:1571



última
oportunidad

Precio normal \$3,290.00
promoción \$2,690.00

Ahorro
18%

VER MÁS ►

Rebilda DC

Reconstrucción adhesiva de muñones sobre dientes vitales y no vitales.
Fijación de postes radiculares de composite reforzados con fibras.
Colocación del poste y reconstrucción de muñón en un solo paso.



VER MÁS ►



Dr. Sebastiana Arroyo Boté



Dr. Javier Martínez Osorio

22

Set/QM



- Contenido:
- Rebilda QM.
 - Jeringa 10 gr.
 - Futurabond DC.
 - Ref. 1402

Cartucho



- Contenido:
- Cartucho 50 gr.
 - Ref. 1396-97

23

oportunidades
únicas


Precio normal \$4,880.00
promoción \$3,590.00

Ahorro
26%

Precio normal \$6,150.00
promoción \$4,300.00

Ahorro
30%

24



Rebilda® Post 3x2*

- Contenido:
- 3 repuestos c/5 postes.
 - Ref. 1772-73-74-75

última
oportunidad

Precio normal \$6,060.00
promoción \$4,040.00

Ahorro
33%



Bifix QM Adhesivo

Sistema universal para fijaciones
a base de composite, de curado DUAL.

Para TODOS los requerimientos:
Fijación adhesiva de inlays, onlays, veneers, coronas, coronas parciales, puentes,
pernos radiculares y puentes adhesivos Maryland, frentes, pins, postes, zirconio y disilicato de litio.

25



Jeringa QM

Contenido:

- 1 Jeringa QM 10 gr.
 - Colores: U - T - WO.
- Ref. 1218-19, 1759

Precio normal ~~\$2,760.00~~
promoción \$2,200.00

Ahorro
20%

últimas
oportunidades

VER MÁS ►

26



Set

Contenido:

- Bifix QM jeringa 10 gr.
 - Futurabond DC.
 - Ceramic Bond (Silano).
 - Accesorios.
- Ref. 1217

Precio normal ~~\$5,730.00~~
promoción \$4,290.00

Ahorro
25%

Grandio blocs / disc

Material híbrido nano-cerámico CAD / CAM

Coronas, inlays, onlays, carillas,
coronas implantosoportadas

28

27



5 x no.12

5 x no.14L

Ref. 6003 - 09

Ref. 6018 - 24

Ref. 6012 - 15

Ref. 6027 - 30

Low translucent (LT)

High translucent (HT)

Grandio blocs

- 2 pzs.

Ref. 6037

Gratis

15 mm. ø 98 mm.

Ref. 6050 - 56

Ref. 6057 - 60

Precio normal ~~\$3,720.00~~
promoción \$2,790.00

Ahorro
25%

Precio normal ~~\$14,440.00~~
promoción \$10,360.00

Ahorro
28%

VER MÁS ►



VER MÁS ►

copidental.com

 33 3576 0125  01(33) 1377 – 6190

 Av. Américas no. 122 Col. Americana,
CP 44160, Guadalajara, Jalisco.

  copidental  @copidentalgdl

 americas@copidental.com

* Aplican restricciones

** Válido hasta agotar existencias

*** Ofertas válidas sólo en la República Mexicana

**** Todo los precios en pesos mexicanos incluyen IVA al 16%

***** Ofertas válidas del 1 al 31 de julio del 2026